## Billes déodorantes pour autoclave



- déodorant pour autoclave : élimination efficace des mauvaises odeurs
- confort de travail : une bille pour un autoclave de 200 litres
- compatible tout autoclave, sans effet sur l'autoclavage
- 100% naturel
- · 100% biodégradable
- parfum doux à base d'extraits de menthe et d'eucalyptus, citron, extraits de pomme verte, extraits de pêche, d'extraits de fleurs

| senteur | référence |         | Prix HT |
|---------|-----------|---------|---------|
| menthe  | H3201     | les 100 |         |
| pomme   | H3202     | les 100 |         |
| citron  | H3203     | les 100 |         |
| fleur   | H3204     | les 100 |         |
| pêche   | H3205     | les 100 |         |

## Billes déodorantes naturelles pour autoclave



- parfum 100 % d'origine naturelle, 100%
- parfum certifié ECOCERT

biodégradable


- déodorant pour autoclave : élimination efficace des mauvaises odeurs
- compatible tout autoclave de stérilisation et de décontamination, sans effet sur l'autoclavage

| senteur      | référence |        | Prix HT |
|--------------|-----------|--------|---------|
| noix de coco | CN1780    | les 50 |         |
| vanille      | CN1781    | les 50 |         |
| mimosa       | CN1782    | les 50 |         |


## Simplicité d'utilisation



Lors de la stérilisation d'échantillons, une odeur nauséabonde peut se dégager de l'autoclave



Pour y remédier, déposez 1 gélule dans l'eau au fond de l'autoclave ou dans un bécher d'eau



Après un cycle de stérilisation, la capsule fond et neutralise l'odeur en dégageant un agréable parfum