

Balances de laboratoire KERN® Série 440

exactitude	portée	plateau inox
1 g	6 kg	150x170 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alimentation : 240 V / 50 Hz

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
6 kg	1 g	1 g	± 2 mg	BEB16010	étalonnage externe
accessoires (imprimantes BM5001 ou - câble BM5002)					
Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures				BM5115	



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balances économiques KERN® Série 440

exactitude	portée	plateau inox
10 mg	200 à 600 g	Ø 105 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alim. : 240 V / 50 Hz
- livrées avec housse de protection
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
200 g	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEB10200	étalonnage externe
400 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	BEB10400	
600 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	BEB10600	
accessoires (imprimante BM5001 et câble BM5002)					
Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures				BM5115	



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balance de précision KERN® Série 440
faible portée

exactitude	portée	plateau plastique
1 mg	60 g	Ø 81 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- chambre de protection Ø 90 x 40 mm
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alim. : 240 V / 50 Hz
- livrées avec housse de protection
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
60 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	BEB13040	étalonnage externe
accessoires (imprimante BM5001 et câble BM5002)					
Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures				BM5115	



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232