

Balance de précision KERN® Série EMS Scolaire

exactitude	portée	plateau plastique
1 mg	300 g	Ø 105 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
 - grand plateau de pesée en plastique antichoc avec peinture antistatique
 - clavier ergonomique
 - changement d'unité de mesure par touche
- large écran LCD contrasté, chiffre h 25 mm
 - pieds en caoutchouc antidérapant
 - chambre de pesée 145 x 145 x h65 mm
 - dim. 200 x 280 x h63 mm / 1,4 kg
 - alim. : 230 V - 50 Hz ou sur piles 9 V

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
300 g	1 mg	2 mg	± 5 mg	EMS0300	



- compte-pièce
- pesée en %
- formulation

Balances scolaires KERN® Série EMS

exactitude	portée	plateau plastique
1 mg à 1 g	3 à 12 kg	175 x 190 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
 - grand plateau de pesée en plastique antichoc
 - clavier ergonomique
 - changement d'unité de mesure par touche
- large écran LCD contrasté, chiffre h 25 mm
 - pieds en caoutchouc antidérapant
 - dim. 200 x 280 x h63 mm / 1,4 kg
 - alimentation : 230 V - 50 Hz ou sur piles 9 V

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
3 kg	0,01 g	0,02 g	± 0,05 g	EMS3000	
6 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	EMS6000	
12 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	EMS1200	
6 kg	1 g	1 g	± 3 g	EMS6001	
12 kg	1 g	1 g	± 3 g	EMS1201	
accessoires (plateau en inox EMS5001)					



- compte-pièce
- pesée en %
- formulation