

Portoir boîtes de Pétri
PetriPile

► idéal pour le transport et le stockage



- autoclavable et empilable
 - en acier inox
- Applications**
- agroalimentaire, environnement, pharmaceutique, instituts publics

	Ø 55 mm 36 boîtes	Ø 65 mm 36 boîtes	Ø 90 mm 36 boîtes	Ø 150 mm 16 boîtes
poids net	0,79 kg	0,77 kg	1,03 kg	0,88 kg
dimension (l x p x h)	28,5 x 23 x 15 cm	31,5 x 23,5 x 14,5 cm	38 x 27,5 x 15 cm	39 x 37 x 14,5 cm
poids brut	1,12 kg	0,98 kg	1,40 kg	1,26 kg
Portoir	CN1060	CN1070	CN1080	CN1090