

BOÎTES À GANTS

Mini boîte à gants

34 litres

- construction châssis et glissières en aluminium
- parois en PMMA
- 4 pieds antidérapants en caoutchouc
- résistance à la température : -20°C à 70°C
- les ports à Iris peuvent être facilement échangés par de simples gants par des ports de Ø 190 mm pour une fermeture étanche



capacité	34 litres	
dim. int. (lpxh)	290 x 390 x h390 mm	
dim. extérieures	300 x 400 x h400 mm	
ouverture de travail	Ø 190 mm pour les gants	
plaque de base	verre acrylique	
poids	5,7 kg	
Boîte à gante	DES2910	2 490,00 €

Boîte à gants transparente

330 litres

- environnement isolé à visibilité totale
- en polycarbonate transparent très résistant
- sas à entrée latérale droite
- fermeture sécurisée par loquets robustes en acier inox
- deux orifices circulaires Ø 200 mm à l'avant pour le passage des gants, compatibles avec tous les gants de boîte à gants standard ou autres systèmes d'entrée
- livrée avec deux bouchons obturateurs pour le passage des mains, sans bagues de serrage et sans gants



capacité	330 litres	
dim. int. (lpxh)	1067 x 508 x h610 mm	
dim. extérieures	1321 x 610 x h657 mm	
ouverture de travail	Ø 200 mm pour les gants	
plaque de base	Polycarbonate	
poids	5,8 kg	
Boîte à gante	XM3310	