

Burettes à clip de serrage **classe B**
avec valve de pression

VERRE
borosilicaté 3.3

 Classe B



- en verre borosilicaté 3.3
- burette à clip de serrage et remise à zéro automatique
- presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette
- graduation bleu
- conforme aux normes ISO 385

capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,1 ml	±0,1 ml	PW4060	l'unité
20 ml	0,1 ml	±0,1 ml	PW4061	l'unité
accessoires				
Manchon plastique avec valve à pression en caoutchouc et pointe en verre			PW4062	les 5
Pointe en verre			PW4063	les 5