

Microcentrifugeuses ventilées
Microcen 24

- ▶ permet de travailler avec jusqu'à 10 tubes coniques de 15 ml, ainsi que d'autres configurations grâce à ses rotors facilement interchangeables
- ▶ 3 ans de garantie



2



3



4

caractéristiques

- livrée avec un rotor à fond rond d'une capacité de 8 tubes de 15 ml
- écran LED, affichage RPM/RCF
- programmation de la vitesse : en piliers de 50 R.P.M./10 xg.
- contrôle de la décélération en 3 étapes : rapide, modéré et libre
- messages sonores et visuels à l'écran

1

	MICROCEN 24
vitesse réglable	rapide, modéré et libre (sans freinage)
angle fixe rotors	30°
capacité	10 x 15 ml
RPM max.	8000 tr/min
RCF Max. (xg)	6.511 xg
dimensions (lpxh) / poids	270 x 380 x h270 mm / 16 kg
minuterie	1 à 99 minutes
niveau sonore	< 60 dB
alimentation / puissance	220-230 V - 50/60 Hz / 250 W
microcentrifugeuse	CE202 1

accessoires			
dimension	volume échantillon	adaptateurs tubes	
adaptateurs pour rotors 8 x 15 ml ¹ 2			
Ø 17 x 122 mm	tube conique 15 ml	8	RE459
Ø 10 x 100 mm	tube fond rond 7-10 ml	8	RE371
Ø 13 x 75 mm	tube fond rond 5 ml	8	RE377
Ø 16 x 80 mm	tube fond rond 10 ml	8	RE398
rotor 30° - 8000 RPM / 5,151 xg			
Ø 13 x 82 mm	tube fond rond 5 ml	12	RT247 3
Ø 13 x 75 mm			
rotor 30° - 8000 RPM / 6,368 xg			
Ø 16 x 100 mm	tube 15 ml	10	RT248 4
adaptateurs pour rotor RT248			
Ø 13 x 100 mm	tube fond rond 10 ml	10	RT470
Ø 13 x 100 mm	tube fond rond 5 ml	10	RT471

¹ rotor inclus dans la microcentrifugeuse

facile d'utilisation

- contrôlé par microprocesseur
- moteur à induction sans entretien
- liste des rotors mémorisée
- possibilité de bloquer ou de modifier la vitesse en cours de cycle
- ouverture automatique du couvercle, programmable
- compte à rebours/incrémentation à partir de « 0 » ou « set R.P.M./A.C.R. » pour des résultats reproductibles.

sécurité

- verrouillage automatique et déverrouillage d'urgence du couvercle
- protection anti-chute du couvercle
- anneau de sécurité entre la chambre de centrifugation et le boîtier
- chambre de centrifugation en acier inoxydable (nettoyage facile)
- rotors et adaptateurs autoclavables
- système de ventilation pour réduire la montée en température
- déconnexion automatique pour économiser l'énergie, avec option de désactivation