

Microcentrifugeuses ventilées
Biocen 22

► 3 ans de garantie



1



2



3



4



5

caractéristiques

- écran LED, affichage RPM/ACR et temps
- programmation de la vitesse : en piliers de 50 R.P.M./10 xg
- compte à rebours/incrémentation à partir de « 0 » ou « set R.P.M./A.C.R. » pour des résultats reproductibles
- horloge de 1 à 99 min. programmable par intervalles de 1 min. et temps indéfini
- contrôle de l'accélération et du freinage en 3 étapes : programme rapide, modéré et libre
- messages sonores et visuels à l'écran indiquant à l'utilisateur l'état de l'équipement

	BIOCEN 22
vitesse réglable	rapide, modéré et libre (sans freinage)
capacité	24 x 2 ml
vitesse max	15,000 RPM / 21,885 xg
dimensions (lxpxh) / poids	270 x 380 x h270 mm / 16 kg
minuterie	1 à 99 minutes
niveau sonore	< 60 dB
alimentation / puissance	220-230 V - 50/60 Hz / 250 W
référence OrtoAlresa	CE146 1
centrifugeuse	RT1080

accessoires	
dimension	volume échantillon
rotor angulaire 45° - 15000 RPM / 21884 xg 2	
rayon : 87 mm	tube conique 5 ml 12 places RT254 2
adaptateurs pour rotor RT254	
Ø 11 x 42 mm	microtube 1,5-2 ml les 12 RT2506
Ø 8 x 30 mm	microtube 0,5-0,6 ml les 12 RT2507
Ø 6 x 45 mm	microtube 0,2-0,4 ml les 12 RT2508
Ø 12,5 x 52 mm	cryotube 2 ml les 12 RT2509
rotor angulaire 45° - 15000 RPM / 20627 xg	
rayon : 82 mm	microtube 1,5-2 ml 24 places RT2270 3
adaptateurs pour rotor RT2270	
Ø 8 x 30 mm	microtube 0,5-0,6 ml les 24 RT2305
Ø 6 x 45 mm	microtube 0,2-0,4 ml les 24 RT2304
rotor horizontal - 15000 RPM / 21885 xg	
Ø 1,5 x 75 mm	capillaire 24 places RT2280 ¹ 4
rotor angulaire 45° - 15000 RPM / 13835 xg	
rayon : 55 mm	tube 0,2 ml 32 places RT2290 5

¹ Comprend une carte de lecture microhématocrite

facile d'utilisation

- contrôlée par microprocesseur
- moteur à induction sans entretien
- liste des rotors en mémoire
- ouverture automatique programmable du couvercle.
- boutons poussoirs de démarrage, d'arrêt, d'ouverture du couvercle et de cycle court avec vitesse réglable
- option de verrouillage/modification R.P.M./A.C.R. en service
- les derniers paramètres sont conservés en mémoire

sécurité

- couvercle équipé de systèmes de sécurité
- système de déséquilibre avec arrêt automatique
- anneau de sécurité entre la chambre de centrifugation et le boîtier
- chambre de centrifugation en acier inoxydable (nettoyage facile)
- rotors et adaptateurs autoclavables
- système de ventilation réduisant l'augmentation de la température
- arrêt automatique pour économie d'énergie, avec possibilité de désactivation