

Congélateur coffre -45°C format compact



► faible consommation d'énergie

- gamme de température -25°C à -45°C
- intérieur en acier blanc prélaqué, extérieur en acier prélaqué galvanisé
- faible consommation d'énergie
- alarmes sonores et visuelles
- passage de câble de Ø12 mm
- réfrigérant R 290
- racks pour boîtes cryogéniques en option



1



2



3

réf. Nordic Lab

1 LT C500

2 LT C400

LT C300

LT C200

3 LT C150

volume brut :	495 litres	383 litres	296 litres	198 litres	140 litres
volume utile	476 litres	368 litres	284 litres	189 litres	133 litres
dim. internes (lxpxh)	1500 x 500 x h670 mm	1392 x 440 x h635 mm	1100 x 440 x h635 mm	755 x 440 x h635 mm	557 x 440 x h635 mm
roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes
clayettes (inclus/en option)	3 / 15 clayettes	1 / 15 clayettes	1 / 12 clayettes	1 / 6 clayettes	1 / 3 clayettes
niveau sonore	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)
dim. externes (lxpxh)	690 x 1664 x h932 mm*	630 x 1562 x h885 mm*	630 x 1260 x h885 mm*	630 x 923 x h885 mm*	630 x 725 x h885 mm*
poids total à vide	92 kg	83 kg	71 kg	63 kg	55 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
consommation	4,1 kWh / 24 h	4,1 kWh / 24 h	3,7 kWh / 24 h	2,8 kWh / 24 h	1,8 kWh / 24 h
Congélateurs -45°C	NC1100	NC1101	NC1102	NC1103	NC1104
racks pour boîtes cryogéniques					
hauteur	racks max	racks pour :		racks pour :	
50 mm	3	NC3100	18 boîtes	NC3100	18 boîtes
	27	NC3101	297 boîtes	NC3101	264 boîtes
75 mm	3	NC3102	12 boîtes	NC3102	12 boîtes
	27	NC3103	216 boîtes	NC3103	192 boîtes
100 mm	3	NC3104	9 boîtes	NC3104	9 boîtes
	27	NC3105	135 boîtes	NC3105	120 boîtes