

Congélateur coffre -60°C format compact



► faible consommation d'énergie

- gamme de température -40°C à -60°C
- intérieur en acier blanc prélaqué, extérieur en acier prélaqué galvanisé
- faible consommation d'énergie
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- passage de câble de Ø12 mm
- racks pour boîtes cryogéniques en option



1



2



3

réf. Nordic Lab	1 XLT C75	XLT C150	XLT C200	2 XLT C300	XLT C400	3 XLT C500
volume brut :	74 litres	140 litres	198 litres	296 litres	383 litres	495 litres
volume utile	71 litres	133 litres	189 litres	284 litres	368 litres	476 litres
dim. internes (lxpxh)	387 x 387 x h466 mm	557 x 440 x h635 mm	755 x 440 x h635 mm	1100 x 440 x h635 mm	1392 x 440 x h670 mm	1500 x 500 x h670 mm
roulettes	-	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes
clayettes (inclus/en option)	1 / 2 paniers	1 / 3 paniers	1 / 6 paniers	3 / 12 paniers	4 / 15 paniers	3 / 15 paniers
niveau sonore	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)
dim. externes (lxpxh)	555 x 580 x h870 mm*	630 x 725 x h885 mm*	630 x 923 x h885 mm*	630 x 1260 x h885 mm*	630 x 1560 x h885 mm*	690 x 1664 x h932 mm*
poids total à vide	48 kg	59 kg	62 kg	71 kg	86 kg	92 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
consommation	4,0 kWh / 24 h	3,7 kWh / 24 h	3,1 kWh / 24 h	5,5 kWh / 24 h	7,0 kWh / 24 h	5,7 kWh / 24 h
Congélateurs -60°C	NC1120	NC1121	NC1122	NC1123	NC1124	NC1125
racks pour boîtes cryogéniques						
hauteur	racks pour :	racks pour :	racks pour :	racks pour :	racks pour :	racks pour :
50 mm	NC3106 40 boîtes 5 racks	NC3100 18 boîtes 3 racks	NC3100 18 boîtes 3 racks	NC3100 18 boîtes 3 racks	NC3100 18 boîtes 3 racks	NC3100 18 boîtes 3 racks
		NC3101 66 boîtes 6 racks	NC3101 99 boîtes 6 racks	NC3101 198 boîtes 6 racks	NC3101 264 boîtes 6 racks	NC3101 297 boîtes 6 racks
75 mm	NC3107 25 boîtes 5 racks	NC3102 12 boîtes 3 racks	NC3102 12 boîtes 3 racks	NC3102 12 boîtes 3 racks	NC3102 12 boîtes 3 racks	NC3102 12 boîtes 3 racks
		NC3103 48 boîtes 6 racks	NC3103 72 boîtes 6 racks	NC3103 144 boîtes 6 racks	NC3103 192 boîtes 6 racks	NC3103 216 boîtes 6 racks
100 mm	NC3108 20 boîtes 5 racks	NC3104 9 boîtes 3 racks	NC3104 9 boîtes 3 racks	NC3104 9 boîtes 3 racks	NC3104 9 boîtes 3 racks	NC3104 9 boîtes 3 racks
		NC3105 30 boîtes 6 racks	NC3105 45 boîtes 6 racks	NC3105 90 boîtes 6 racks	NC3105 120 boîtes 6 racks	NC3105 135 boîtes 6 racks