

Congélateur -65°C format compact - largeur 630 mm



► faible consommation d'énergie



réf. Nordic Lab	XLT U100
volume brut :	93 litres
volume utile :	91 litres
dim. internes (lxpxh)	430 x 425 x h625 mm
clayettes livrées	2 clayettes réglables
niveau sonore	57 dB (A)
dim. externes (lxpxh)	595 x 630 x h825 mm
poids total à vide	60 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
consommation	4,6 kWh / 24 h
Congélateurs -65°C	NC1200
racks pour boîtes cryogéniques	
rack 74 boîtes h50 mm	NC1091
rack 45 boîtes h75 mm	NC1092
rack 33 boîtes h100 mm	NC1093

racks avec boîtes et séparateurs		
hauteur	séparateur	
50 mm	9 x 9	NC3110
	10x10	NC3111
75 mm	9x9	NC3112
	10x10	NC3113
100 mm	9x9	NC3114
	10x10	NC3115

- congélateur compact, facile à déplacer, espace intérieur optimisé
- intérieur en acier inox, extérieur en acier prélaqué galvanisé
- faible consommation d'énergie
- mémoire 35 500 données
- interface USB
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse
- contact sec pour alarme à distance
- batterie de secours 48 h en option
- sonde de température Pt1000
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- clayettes réglables, en acier inoxydable
- passage de câble de Ø20 mm
- racks pour boîtes cryogéniques en option
- nombre de racks maximum 1