

Congélateurs de laboratoire
avec réfrigération par air pulsé
Performance

 Air pulsé

 -35 à -9°C

 LED

Smart monitoring



- température ambiante : +10 °C à +35 °C
- réfrigérant R 290
- niveau sonore 60 dB(A)
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- matériau de l'habillage/couleur acier blanc
- cuve intérieure en acier chrome-nickel
- régulation électronique écran monochrome, boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant : lorsque le courant revient contact sans potentiel
- mise en réseau SmartModule (installation ultérieure possible)
- Interface de connexion WLAN/LAN (en option)
- passage de câble Ø12 mm
- serrure mécanique

réf. LIEBHERR	SFPvg 6501	SFPvg 8401	SFPvg 1402
volume brut :	614 litres	871 litres	1391 litres
volume utile	480 litres	702 litres	1091 litres
porte	pleine	pleine	pleine
plage de température réglable	-9 °C à -30 °C	-9 °C à -30 °C	-9 °C à -30 °C
gradient / fluctuation max.	5,2 °C / 4,8 °C	5,2 °C / 4,5 °C	2,9 °C / 4,9 °C
consommation électrique en 365 jours	774 kWh	870 kWh	1162 kWh
dégagement de chaleur	975 kJ/h	1110 kJ/h	1420 kJ/h
fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V	50/60 Hz / 220-240 V	50/60 Hz / 220-240 V
éclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED	Eclairage plafonnier LED	Eclairage plafonnier LED
tablettes de rangements réglables	4	4	8
type de clayettes	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées
surface de rangement utile en mm	480L / 638P	570L / 788P	480L / 638P
résistance tablettes d rangement	60 kg	60 kg	60 kg
roulettes	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière		5 roulettes pivotantes dont 2 avec frein de stationnement
poignée barre	poignée encastrée verticale acier	poignée encastrée verticale acier	poignée encastrée verticale acier
matériau de la porte	acier	acier	acier
ouverture de la porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à gauche et à droite : fixes
dim. intérieurs (lpxhx)	489 x 638 x h1470 mm	579 x 788 x h1470 mm	1210 x 638 x h1470 mm
dim.extérieurs (lpxhx)	697 x 867 x h2135 mm	787 x 1017 x h2135 mm	1427 x 867 x h2135 mm
poids brut / net	131 / 113 kg	166 / 149 kg	225 / 200 kg
Réfrigérateurs	RR6504	RR8404	RR1406
accessoires / services			
glissière inox gauche en "U"	RR8000	RR8003	RR8000
glissière inox droite en "U"	RR8001	RR8004	RR8001
grille en acier plastifié gris	RR2608	RR2614	RR2608
kit pédales d'ouverture de porte	-	-	RR8008
pédale d'ouverture de porte	RR8007	RR8007	-
passage de cuve latérale diamètre 38mm pour sondes	RR0000 sur demande		