

Congélateurs de laboratoire
avec réfrigération par air pulsé
Perfection

 Air pulsé

 -35 à -9°C

 LED

▶ SmartMonitoring vous avertit en temps réel des fluctuations de température



- ▶ écran tactile couleur
- ▶ cuve en acier chrome-nickel
- ▶ mise en réseau SmartModule intégré
- ▶ serrure électronique, avec télécommande
- ▶ alarme de panne de courant immédiate

- réfrigérant R290
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- matériau de l'habillage/couleur acier blanc
- cuve intérieure en acier chrome-nickel
- régulation électronique écran couleur 2,4" Touch & Swipe
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant : immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
- contact sans potentiel
- mise en réseau SmartModule intégré, amovible
- interface USB, WiFi/LAN
- enregistreur de données intégré
- passage de câble Ø12 mm
- serrure électronique, avec télécommande

réf. LIEBHERR	SFPVh 6501	SFPVh 8401	SFPVh 1402
volume brut :	614 litres	871 litres	1391 litres
volume utile	480 litres	702 litres	1091 litres
porte	pleine	pleine	pleine
plage de température réglable	-9°C à -35°C	-9°C à -35°C	-9°C à -35°C
gradient / fluctuation max.	3,6°C / 5,0°C	3,6°C / 4,9°C	2,9°C / 4,9°C
température ambiante	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C
consommation électrique 365 jours	702 kWh	748 kWh	1162 kWh
dégagement de chaleur	875 kJ/h	935 kJ/h	1485 kJ/h
alimentation	50/60 Hz / 230 V	50/60 Hz / 230 V	50/60 Hz / 230 V
éclairage intérieur LED	plafonnier et vertical	plafonnier et vertical	plafonnier et vertical
tablettes de rangements réglables	4	4	8
type de clayettes	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées
surface de rangement utile l x p	480 x p638 mm	570 x p788 mm	480 x p638 mm
résistance tablettes de rangement	60 kg	60 kg	60 kg
roulettes	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière		5 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein)
poignée barre	poignée encastrée verticale	poignée encastrée verticale	poignée encastrée verticale
matériau de la porte	acier	acier	acier
ouverture de la porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à gauche et à droite : fixes
dim. intérieurs (lxpxh)	489 x 638 x h1470 mm	579 x 788 x h1470 mm	1210 x 638 x h1470 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	697 x 867 x h2135 mm	787 x 1017 x h2135 mm	1427 x 867 x h2135 mm
poids brut / net	148 / 130 kg	166 / 147 kg	235 / 210 kg
congélateurs	RR6503	RR8403	RR1404
accessoires / services			
glissière inox gauche en "U"	RR8000	RR8003	RR8000
glissière inox droite en "U"	RR8001	RR8004	RR8001
grille en acier plastifié gris	RR2608	RR2614	RR2608
kit pédales d'ouverture de porte	-	-	RR8008
pédale d'ouverture de porte	RR8007	RR8007	-
passage de cuve latéral diamètre 38 mm pour sondes	RR0000		