

Congélateur de laboratoire avec réfrigération statique
Performance

► SmartMonitoring

► DoorLock

- température ambiante +10 °C à +35 °C
- réfrigérant R 290
- niveau sonore 49 dB(A)
- fréquence / tension 220 – 240V~ / 50 Hz
- système de refroidissement / Dégivrage, statique / manuel
- matériau de l'habillage/couleur acier blanc
- régulation électronique écran monochrome avec boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- contact sans potentiel
- type de mise en réseau SmartModule
- solution de mise en réseau installation ultérieure possible
- interface de connexion WLAN/LAN (option)
- passage de capteurs 1 x Ø 10 mm
- serrure mécanique
- ouverture de la porte à droite réversible



	SFFsg 5501-740	SFFsg 5501	SFFsg 4001-740	SFFsg 4001
volume brut :	499 litres	499 litres	316 litres	316 litres
volume utile	394 litres	394 litres	190 litres	242 litres
porte	pleine	pleine	pleine	pleine
plage de température réglable	-9 °C à -30 °C	-9 °C à -30 °C	-9 °C à -30 °C	-9 °C à -30 °C
gradient / fluctuation max.	6,0 °C / 2,9 °C	6,0 °C / 2,9 °C	5,2 °C / 2,4 °C	5,7 °C / 2,5 °C
consommation électrique en 365 jours	516 kWh	466 kWh	385 kWh	-
dégagement de chaleur	713 kJ/h	-	529 kJ/h	-
matériau de la cuve	ABS alimentaire blanc	PS blanc	ABS alimentaire blanc	PS blanc
type de clayettes	Grilles plastifiées	Grilles plastifiées	Grilles plastifiées	Grilles plastifiées
surface de rangement utile en mm	580L / 523P	580L / 523P	400L / 408P	400L / 408P
résistance tablettes d rangement	60 kg	60 kg	45 kg	45 kg
Charge totale maximale	300 kg	300 kg	270 kg	270 kg
nombre de tiroirs	8	-	6	-
nombre de corbeilles	2	-	-	-
compartiments de congélateur	-	5	-	-
tablettes de rangement réglables	4	4	5	5
poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
dim. intérieurs (lxpxh)	588 x 523 x h1388 mm	588 x 523 x h1388 mm	403 x 408 x h1588 mm	403 x 408 x h1588 mm
dim.extérieurs (lxpxh)	747 x 769 x h1684 mm	747 x 769 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm	597 x 654 x h1884 mm
poids brut / net	96 / 89 kg	93 / 80 kg	88 / 77 kg	82 / 77 kg
congélateur	RR5560	RR5570	RR5660	RR5670
accessoires / services				
tablette en verre (lxp)	RR3495	RR3495	RR3499	RR3499
jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010
jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm	RR8107	RR8107	RR8107	RR8107
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm	RR8096	RR8096	RR8096	RR8096
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm	RR3406	RR3406	RR3406	RR3406
grille de sol en acier plastifié blanc	-	-	RR8104	RR8104
panier plastifié blanc - dim. utiles (lxpxh) 300x544x170 mm	RR8106	RR8106	-	-
panier court plastifié blanc - dim. utiles (lxpxh) 300x371x223 mm	RR8105	RR8105	-	-
tiroir transparent	RR9825	RR9825	RR9823	RR9823
tiroir court transparent - dim. utiles (lxpxh) 389x189x154 mm	-	-	RR9844	RR9844
kit de jonction blanc pour installation side by side	RR8098	RR8098	RR8098	RR8098
Smart Module	RR5269	RR5269	RR5269	RR5269
passage de cuve latérale diamètre 38mm pour sondes	RR0000 sur demande			