

Congélateur sous paille -86°C, 108 litres gamme Bio Memory



Construction

- carrosserie en acier
- tôle interne en acier galvanisée
- passage de câble
- porte anti-condensation avec serrure
- 4 pieds de mise à niveau réglables
- réfrigérant mixte sans HFC (R601a/R290/ R1150)

Contrôle

- écran LED
- dégivrage manuel
- batterie de secours de 52h
- port US, données de température traçables
- alarmes multi-niveaux : haute et basse température, erreur de capteur, panne d'alimentation, alarme ambiante élevé, ouverture de porte
- isolation VIP plus sous vide, augmente la capacité de stockage de 30 %

capacité utile	108 litres
capacité	9 000 tubes 2 ml ou 90 cryoboîtes
dim. internes (lxpxh)	440 x 435 x 590 mm
dim. externes (lxpxh)	955 x 675 x 815 mm
compartiments	1 compartiment
poids net	113 kg
puissance	500 W
alimentation	230 V - 50 Hz
congélateur -86°C	FB3040

