

Congélateur avec technologie de mousse LBA -40°C gamme Bio Memory



► technologie de mousse LBA pour une excellente isolation

- congélateur en acier
- agent moussant cyclopentane
- refroidissement direct
- dégivrage manuel
- alarme sonore et lumineuse
- coupure de courant
- USB
- porte anti-condensation
- verrou
- batterie de secours 24 h
- passe-câbles



volume brut :	106 litres	308 litres	518 litres
porte	pleine	pleine	pleine
plage de température réglable	-20°C a -40 °C	-20°C a -40 °C	-20°C a -40 °C
uniformité / précision	3°C / 0,1°C	4°C / 0,1°C	3°C / 0,1°C
consommation électrique / jour	3,9 kWh	4,2 kWh	4,5 kWh
puissance nominale	230 W	295 W	450 W
niveau sonore	51 db	52 db	58
réfrigérant	R290	R290	R290
écran	LCD	LCD	LED
roulettes	non	oui	oui
étagères / tiroirs	2 étagères / 3 tiroirs	6 étagères / 7 tiroirs	4 étagères / 6 x 2 tiroirs
dim. intérieurs (lxpxh)	455 x 460 x h595 mm	540 x 450 x h1277 mm	680 x 620 x h650 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	595 x 615 x h812 mm	700 x 690 x h1920 mm	886 x 811 x h1920 mm
poids net / brut	43 / 48 kg	102 / 114 kg	142 / 164 kg
alimentation	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz
congélateur	FB3060	FB3061	FB3062