

- stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger
- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistent à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- modèles avec code barres et numéros prédéfinis sur le côté
- base auto-portante
- 6 coloris de capuchons

Cryotubes stériles

Cryotubes stériles filetage interne

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
2,0 ml	Ø12,5x37,7 mm	-	BL2800	BL2801	BL2802	BL2803	BL2804	BL2805	les 25



Cryotubes stériles avec code barres
filetage interne

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
2,0 ml	Ø12,5x37,7 mm	code barre	BL2810	BL2811	BL2812	BL2813	BL2814	BL2815	les 25




Cryotubes stériles filetage externe

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
0,5 ml	Ø10,05x30,2 mm	-	BL2910	BL2911	BL2912	BL2913	BL2914	BL2915	les 25
1,0 ml	Ø10,05x39,3 mm	-	BL2920	-	-	-	-	-	les 25
1,5 ml	Ø10,05x45,7 mm	-	BL2930	-	-	-	-	BL2935	les 25
2,0 ml	Ø12,50x39,7 mm	-	BL2960	BL2961	BL2962	BL2963	BL2964	BL2965	les 25
5,0 ml	Ø12,50x83,5 mm	-	BL2970	BL2971	BL2972	BL2973	BL2974	BL2975	les 25



Cryotubes stériles avec code barres
filetage externe


capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
			○	●	●	●	●	●	
0,5 ml	Ø10,05x30,2 mm	code barre	-	-	-	BL2723	-	-	les 25
1,0 ml	Ø10,05x39,3 mm	code barre	BL2730	BL2731	BL2732	BL2733	BL2734	BL2735	les 25
1,5 ml	Ø10,05x45,7 mm	code barre	BL2740	BL2741	BL2742	BL2743	BL2744	BL2745	les 25
2,0 ml	Ø12,50x39,7 mm	code barre	BL2750	BL2751	BL2752	BL2753	BL2754	BL2755	les 25
5,0 ml	Ø12,50x83,5 mm	code barre	BL2760	BL2761	BL2762	BL2763	BL2764	BL2765	les 25



Pastilles de couleur

- à clipser sur les capuchons

coloris	référence	Prix HT
blanc	BL2850	les 100
rouge	BL2851	les 100
vert	BL2852	les 100
bleu	BL2853	les 100
jaune	BL2854	les 100
violet	BL2855	les 100



Cryotubes stériles avec code 2D filetage interne

► stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase,
sans endotoxine et sans ADN étranger

- en polypropylène
 - température de -196°C à +121°C, résistant à l'azote liquide
 - graduations noires et zone d'écriture blanche
 - codes-barres 2D Datamatrix prédéfinis sur le fond du tube, code barres et numéros
- prédéfinis sur les côtés
 - base auto-portante
 - 6 coloris de capuchons
 - tubes disponibles seuls ou disposés en cryoboîte dont le fond, percé de trous, permet de lire les codes 2D des tubes




capacité	dim. tube	dim. boîte	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
2,0 ml	Ø12,5 x 39,7 mm	-	○	●	●	●	●	●	les 25, en vrac
2,0 ml	Ø12,5 x 39,7 mm	133 x 133 x h52 mm	BL2820	BL2821	BL2822	BL2823	BL2824	BL2825	les 81, en boîte
			BL2830	BL2831	BL2832	BL2833	BL2834	BL2835	

Cryotubes stériles avec code 2D et code barres filetage externe

► stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase,
sans endotoxine et sans ADN étranger

- en polypropylène
 - température de -196°C à +121°C, résistant à l'azote liquide
 - graduations noires et zone d'écriture blanche
 - codes-barres 2D Datamatrix prédéfinis sur le fond du tube, et code barres et numéros prédéfinis sur les côtés
- base auto-portante
 - capuchons sans joint torique : réduit les risques de contamination, 6 coloris au choix
 - emballés en sachet ou disposés en cryoboîte dont le fond, percé de trous, permet de lire les codes 2D des tubes



capacité	dim. tube	code barres	code D	dim. boîte	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
					○	●	●	●	●	●	
Tubes en vrac											
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	code barres	code 2D	-	BL3210	BL3211	BL3212	BL3213	BL3214	BL3215	les 25
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	code barres	code 2D	-	BL3220	BL3221	BL3222	BL3223	BL3224	BL3225	les 25
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	code barres	code 2D	-	BL3230	BL3231	BL3232	BL3233	BL3234	BL3235	les 25
2,0 ml	Ø10,05 x 48,0 mm	code barres	code 2D	-	BL3240	BL3241	BL3242	BL3243	BL3244	BL3245	les 25
Tubes en boîte											
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h36 mm	BL3250	BL3251	BL3252	BL3253	BL3254	BL3255	les 100
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h52 mm	BL3260	BL3261	BL3262	BL3263	BL3264	BL3265	les 100
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h52 mm	BL3270	BL3271	BL3272	BL3273	BL3274	BL3275	les 100
2,0 ml	Ø10,05 x 48,0 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h52 mm	BL3280	BL3281	BL3282	BL3283	BL3284	BL3285	les 81
5,0 ml	Ø10,05 x 93,0 mm	code barres	code 2D	133 x 133 x h95 mm	BL3290	BL3291	BL3292	BL3293	BL3294	BL3295	les 81
											BL3290