

Alcoomètres petit modèle
Température d'étalonnage +15,6°C



- température d'étalonnage +15,6°C
- lecture en dessous du ménisque

unité	amplitude	division	longueur	référence	Prix HT
% Vol./ Gay Lussac	0-25	1	150 mm	AL0030	
	25-40	1	150 mm	AL0031	
	40-75	1	150 mm	AL0032	
	75-100	1	150 mm	AL0033	

Alcoomètres de précision
avec thermomètre
et certificat de conformité



- température d'étalonnage 20°C
- thermomètre 0+40°C : 1°C
- certificat de conformité
- division 0,1

unité	amplitude	précision	longueur	référence	Prix HT
% Vol	0-10	± 0,1	335 mm	AL0070	
	0-20	± 0,1	335 mm	AL0071	
	20-30	± 0,1	335 mm	AL0072	
	30-40	± 0,1	335 mm	AL0073	
	40-50	± 0,1	335 mm	AL0074	
	50-60	± 0,1	335 mm	AL0075	
	60-70	± 0,1	335 mm	AL0076	
	70-80	± 0,1	335 mm	AL0077	
	80-90	± 0,1	335 mm	AL0078	

Alcoomètres de haute précision
OIML R44



- température d'étalonnage 20°C
- certificat de vérification individuel
- unité % Vol

norme	amplitude	précision	longueur	référence	Prix HT
ISO 4801	0-10	± 0,1	335 mm	AL0040	
-	5-15	± 0,1	335 mm	AL0041	
-	6-16	± 0,1	335 mm	AL0042	
-	9-16	± 0,1	335 mm	AL0043	
ISO 4801	10-20	± 0,1	335 mm	AL0044	
-	11-18	± 0,1	335 mm	AL0045	
-	15-22	± 0,1	335 mm	AL0046	
ISO 4801	20-30	± 0,1	335 mm	AL0047	
-	25-35	± 0,1	335 mm	AL0048	
ISO 4801	30-40	± 0,1	335 mm	AL0049	
-	35-45	± 0,1	335 mm	AL0050	
ISO 4801	40-50	± 0,1	335 mm	AL0051	
-	45-55	± 0,1	335 mm	AL0052	
ISO 4801	50-60	± 0,1	335 mm	AL0053	
-	55-65	± 0,1	335 mm	AL0054	
ISO 4801	60-70	± 0,1	335 mm	AL0055	
-	65-75	± 0,1	335 mm	AL0056	
ISO 4801	70-80	± 0,1	335 mm	AL0057	
-	75-85	± 0,1	335 mm	AL0058	
ISO 4801	80-90	± 0,1	335 mm	AL0059	
-	85-95	± 0,1	335 mm	AL0060	
ISO 4801	90-100	± 0,1	335 mm	AL0061	
-	95-103	± 0,1	335 mm	AL0062	