

# ALCOOMÈTRE - DENSIMETRE

## Alcoomètres de précision avec certificat de conformité 335 mm



- température d'étalonnage 20°C
- certificat de conformité
- division 0,2 % Vol

| amplitude    | précision   | longueur | référence | Prix HT |
|--------------|-------------|----------|-----------|---------|
| 0-20 % Vol   | ± 0,2 % Vol | 335 mm   | AL0080    |         |
| 20-40 % Vol  | ± 0,2 % Vol | 335 mm   | AL0081    |         |
| 40-60 % Vol  | ± 0,2 % Vol | 335 mm   | AL0082    |         |
| 60-80 % Vol  | ± 0,2 % Vol | 335 mm   | AL0083    |         |
| 80-100 % Vol | ± 0,2 % Vol | 335 mm   | AL0084    |         |

## Lactodensimètres



- température d'étalonnage +20°C
- non normalisés pour le lait

| modèle spécial | amplitude   | division    | précision | longueur | référence | Prix HT |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|
| -              | 1,000-1,040 | 0,001 g/ml  | ± 0,002   | 165 mm   | AL0090    |         |
| Quévenne       | 1,015-1,040 | 0,001 g/ml  | ± 0,002   | 225 mm   | AL0091    |         |
| Gerber         | 1,020-1,040 | 0,0005 g/ml | ± 0,001   | 225 mm   | AL0092    |         |
| -              | 0-4         | 1 % mg      | ± 1       | 200 mm   | AL0093    |         |

## Thermo-lactodensimètre de Dornic



- température d'étalonnage +20°C
- thermomètre 0 à +40°C : 1°C
- lecture au dessus du ménisque
- sans mercure
- liquide rouge

| amplitude        | division   | précision    | longueur | référence | Prix HT |
|------------------|------------|--------------|----------|-----------|---------|
| 1,018-1,038 g/ml | 0,001 g/ml | ± 0,001 g/ml | 220 mm   | AL0095    |         |

## Thermo-lactodensimètres de Quévenne et Gerber



- température d'étalonnage +20°C
- thermomètre dans la tige 0 à +40°C : 1°C
- lecture au dessus du ménisque
- sans mercure
- liquide rouge

| modèle   | amplitude        | division    | précision    | longueur | référence | Prix HT |
|----------|------------------|-------------|--------------|----------|-----------|---------|
| Quévenne | 1,015-1,040 g/ml | 0,001 g/ml  | ± 0,001 g/ml | 250 mm   | AL0100    |         |
| Gerber   | 1,015-1,040 g/ml | 0,001 g/ml  | ± 0,001 g/ml | 310 mm   | AL0101    |         |
| Gerber   | 1,020-1,040 g/ml | 0,0005 g/ml | ± 0,005 g/ml | 310 mm   | AL0102    |         |