

Dessiccateurs avec robinet et vanne anti-retour



- corps en polypropylène, couvercle en polycarbonate transparent
- soupape de purge et joint torique
- vanne anti-retour

Ø extérieur	référence	Prix HT
Ø 150 mm	RS8150	
Ø 200 mm	RS8151	
Ø 250 mm	RS8152	
joint		
joint torique pour dessiccateur Ø 150 mm	RS8155	
joint torique pour dessiccateur Ø 200 mm	RS8156	
joint torique pour dessiccateur Ø 250 mm	RS8157	
valve		
Valve en PC pour dessiccateur	RS8158	

Plaques de dessiccateur en PP



• en PP

Ø dimension	pour dessiccateur Ø	référence	Prix HT
Ø 141 mm	Ø 150 mm	RS8160	
Ø 190 mm	Ø 200 mm	RS8161	
Ø 239 mm	Ø 250 mm	RS8162	