



Essuyeurs en ouate armée gaufrés non-tissés

absorption
400 ml/m²



Essuyeurs gaufrés
très absorbants.



- ouate de cellulose gaufrée 4 épaisseurs renforcées par une grille de polyester
- stérilisables (température de combustion +204 °C)
- ne peluchent pas, ne rayent pas
- très doux, absorbants et résistants
- très bonne résistance humide

sachet 50 formats

présentation	50 formats 33 x 38 cm
composition	ouate de cellulose et polyester
absorption	400 ml/m ² - 5 x poids
grammage	80 g/m ² - épaisseur : 1,2 mm
Essuyeurs	AC1225 10 x 50 formats

Essuyeurs crêpés non-tissés

absorption
470 ml/m²



Technique exclusive
Dupont de Nemours.



- résistance du tissu et pouvoir absorbant du papier
- ne peluchent pas, ne rayent pas et ne décolorent pas
- extrêmement solides et résistants
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide

sachet 100 formats

formats	100 formats à plat 33 x 35 cm
absorption	470 ml/m ² / 6 x poids en 2 s
grammage	78 g/m ² - épaisseur : 0,039 mm
coloris	bleu
Essuyeurs	AC1210 1 x 100 formats

Essuyeurs stériles MicroPure 100® non-tissés

absorption
470 ml/m²



Technique exclusive
Dupont de Nemours.
Salle blanche ISO 5.



- ne peluchent pas, ne rayent pas, ne décolorent pas, contamination réduite au maximum
- conditionnement stérile rayon gamma (dose min. : 15 kGy)
- très résistants à l'abrasion
- nettoyage des sols, murs, vitres, surfaces peintes et vernies, équipements électroniques et optiques
- sachet double emballage, ouverture pour distribution facile

sachet 300 formats

présentation	300 formats à plat 22,4 x 22,4 cm
absorption	470 ml/m ²
grammage	78 g/m ² - épaisseur : 0,039 mm
Essuyeurs	AC1225 1 x 300 formats

Essuyeurs universels économiques non-tissés gaufrés

absorption
540 ml/m²



- entretien des surfaces délicates
- absorbants et résistants
- stérilisables, biodégradables
- ne peluchent pas, ne rayent pas

sachet 50 formats

formats	50 formats 30 x 38 cm
composition	100% fibres cellulosique
absorption	540 ml/m ² - 9 x poids
grammage	60 g/m ²
Essuyeurs	AC1600 les 30 sachets de 25 formats

Essuyeurs cellulose-latex non-tissés pour surfaces en verre

absorption
600 ml/m²



Surfaces vitrées,
paillasse en verre émaillé.

- ▶ essuyeurs rugueux à forte absorption
- ▶ effet racloir



- grande douceur, très forte absorption et effet racloir
- ne peluchent pas, ne rayent pas
- toucher proche de celui du textile
- très résistants, inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide

sachet 25 formats

formats	25 formats 34 x 35 cm
composition	fibres de cellulose et fine couche de latex
absorption	600 ml/m ² - 7 x poids
grammage	85 g/m ² / épaisseur : 0,060 mm
Essuyeurs	AC1500 les 10 sachets de 50 formats