

Refroidisseurs à circulation compact  
-10 à +40°C

temp. mini

-10°C

temp. maxi

+40°C

- régulateur entièrement électronique
- interface RS 232
- adaptation automatique du rendement frigorifique par commande d'électro-vanne avec compresseur automatique
- affichage LED à 1 ligne
- surveillance température de bobinage de la pompe, Indicateur de niveau éclairé et Alarme niveau bas
- fonction programmable Démarrage et Arrêt automatiques
- condenseur refroidit à l'air
- pompe bloc à couplage magnétique
- tubulure de remplissage sur le dessus, embout à l'arrière pour vidange



| Volume de remplissage max.                   | 4 litres           | 7 litres           | 8 litres           | 14 litres          |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Volume de remplissage min.                   | 2 litres           | 4 litres           | 4 litres           | 7 litres           |
| Plage de température                         | -10 à +40°C        | -10 à +40°C        | -10 à +40°C        | -10 à +40°C        |
| constance de température                     | 0,5 ± K            | 0,5 ± K            | 0,5 ± K            | 0,5 ± K            |
| Dimensions (l x P x H)                       | 200 x 350 x 465 mm | 240 x 400 x 500 mm | 350 x 480 x 595 mm | 450 x 550 x 650 mm |
| poids                                        | 25 kg              | 34 kg              | 50 kg              | 63 kg              |
| Puissance absorbée max.                      | 0,23 kW            | 0,5 kW             | 0,7 kW             | 1,15 kW            |
| Pression de refoulement max.                 | 0,4 bar            | 0,4 bar            | 1,3 bar            | 1,3 bar            |
| Pompe Débit max. (pression)                  | 16 L/min           | 16 L/min           | 35 L/min           | 35 L/min           |
| Raccord fileté (extérieur) des entrée/sortie | Ø 10 mm            | Ø 10 mm            | G 3/4              | G 3/4              |
| alimentation                                 | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      |
| plage de température ambiante                | +5 à +40°C         | +5 à +40°C         | +5 à +40°C         | +5 à +40°C         |
| refroidisseurs                               | GF3040             | GF3041             | GF3042             | GF3043             |