



Systèmes de filtration continus



- kit permettant l'alimentation continue des échantillons
- poids plongeur intégré : ne laisse aucune goutte jusqu'à la fin
- adaptateur de filtration pour toutes les bouteilles à col GL45
- autoclavables

Système de filtration continu Ø 47 mm



- kit permettant l'alimentation continue des échantillons
- poids plongeur intégré : ne laisse aucune goutte jusqu'à la fin
- en verre borosilicaté pour une résistance chimique optimale
- autoclavable

	Stream 3	Stream 10
capacité entonnoir	300 ml	1 litre
matériaux		
kit de filtration continue	PTFE, Silicone	
entonnoir et base	verre borosilicaté	
support membrane	verre fritté	
adaptateur de filtration	PP	
diamètre filtre	Ø 47 / 50 mm	Ø 90 mm
zone de filtration efficace	13,2 cm ²	45,5 cm ²
raccord de sortie	Ø 4 - 8 mm	Ø 4 - 8 mm
Système de filtration continu	PV1915	PV1920
pièces détachées de remplacement		
kit de filtration continue	1 PV1916	PV1921
entonnoir en verre	2 PV1852	PV1902
collier de serrage en aluminium	3 PV1853	PV1903
base de support en verre fritté + bouchon silicone 41 x 25 mm	4 PV1854	PV1908
adaptateur GL45	5 AZ1541002	AZ1541002

	VFC 47
diamètre filtre	Ø 47 / 50 mm
matériau	
couverture et base	verre borosilicaté
support membranaire	verre fritté
raccord cannelé	PP, silicone
tube	silicone
zone de filtration efficace	12,6 cm ²
raccord de sortie	Ø 8 mm
Système de filtration continu	PV1930
pièces détachées de remplacement	
couvreucle en verre	PV1931 1
collier de serrage en aluminium, 47 mm	PV1853 2
base de support en verre fritté, 47 mm + bouchon silicone 41 x 25 mm	PV1854 3
tube en silicone, Ø 6 x 12 mm, 100 cm	PV1667 4
plomb en PTFE	PV1932 5
flacon en verre, 500 ml	PV1933
flacon en verre, 1 litre	PV1872