


Porte-filtre magnétique

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE



- joint magnétique
- guide de membrane
- erreur de volume $\leq 2,5\%$ à la graduation Max.
- certification RoHS
- gamme en PES résiste à une large gamme de produits chimiques et de chaleur, garantissant ainsi la durabilité
- gamme PPSU offre une meilleure résistance aux produits chimiques et à la chaleur, garantissant ainsi une plus grande durabilité

MF 3 Pro / MF 5 Pro / MF 3a Pro / MF 5a Pro

MF 3 / MF 5 / MF 3a / MF 5a

capacité entonnoir	300 ml / 500 ml	300 ml / 500 ml
matériau	en PPSU	en PES
diamètre filtre	47 mm	47 mm
zone de filtration efficace	13.1 cm ²	13.1 cm ²
raccord de sortie	Ø 4 - 8 mm	Ø 4 - 8 mm
incrément progressif	50 ml	50 ml
MF 3, porte-filtre magnétique (300 ml)	PV1680	PV1700
MF 5, porte-filtre magnétique (500 ml)	PV1681	PV1701
PP couvercle kit 1	PV1682	PV1682
entonnoir magnétique, 300 ml 2	PV1683	PV1702
entonnoir magnétique, 500 ml	PV1684	PV1703
base de support magnétique 3	PV1685	PV1704
bouchon en silicone (n°8 = 41 x 25 mm) 4	PV1686	PV1686
porte-filtre magnétique MF 3a (300 ml)	PV1687	PV1705
porte-filtre magnétique MF 5a (500 ml)	PV1688	PV1706
PP couvercle kit 1	PV1689	PV1689
entonnoir magnétique, 300 ml 2	PV1690	PV1707
entonnoir magnétique, 500 ml	PV1691	PV1708
base de support magnétique (courte) 4	PV1692	PV1709