


porte-filtre en acier inoxydable

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE

- garantie 2 ans
- conception à verrouillage rotatif sans pince
- le marquage laser précis garantit une erreur de volume $\leq 2,5$ % à la graduation maximale
- la conception des rainures sur le support de la membrane facilite la vitesse de filtration
- acier 316 incassable, durable et peut être rapidement stérilisé à la flamme



		SF 1	SF 3	SF 5
capacité entonnoir		100 ml	300 ml	500 ml
matériau	entonnoir	acier inox 316		
	base	acier inox 316		
	soutien membrane	acier inox 316		
	couvercle d'entonnoir	acier inox 316		
	capuchon du couvercle	acier inox 316		
diamètre filtre		47 mm	47 mm	47 mm
zone de filtration efficace		11.6 cm ²	11.6 cm ²	11.6 cm ²
incrément progressif		50 / 100 ml	100 / 250 / 300 ml	250 / 500 ml
porte-filtre en acier inoxydable		PV1720	PV1730	PV1740
entonnoir en acier inoxydable		PV1721 1	PV1731 1	PV1741 1
écran de support en acier inoxydable		PV1722 2	PV1722 2	PV1722 2
base de support en acier inoxydable		PV1723 3	PV1723 3	PV1723 3
bouchon en silicone (n°8 = 41 x 25 mm)		PV1686 4	PV1686 4	PV1686 4
accessoire				
couvercle d'entonnoir en acier inoxydable		PV1750	PV1751	PV1751