



Appareil de filtration
300 ml



- LF 30 : une combinaison sûre et robuste d'un porte-filtre PES à verrouillage rotatif sans pince et d'une bouteille avec protection anti-débordement intégrée
- MF 31 : combinaison d'une bouteille en verre avec ventouse en silicone anti-fuite et à vidange directe, et d'un porte-filtre magnétique



		LF 30	MF 31
capacité entonnoir		300 ml	300 ml
matériau	entonnoir	PES	
	base	PC	PES
	support membrane	PP	PES
	flacon récepteur	PC	verre borosilicaté
	tuyau de vidange	-	caoutchouc (non-autoclavable)
capacité du flacon		1,2 litres	1 litre
diamètre filtre		47 mm / 50 mm	47 mm
zone de filtration efficace		12.5 cm²	13.1 cm²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")
dispositif de vidange		-	●
protection anti-débordement		●	-
set de filtration		PV1755	PV1800
kit de couvercle en PP		PV1712 1	PV1682 1
entonnoir en PES, 300 ml		PV1713 2	PV1702 2
base de support		PV1715 3	PV1704 3
ensemble de cache PC		PV1756 4	-
bouteille PC, 1200 ml		PV1757 5	-
bouchon en silicone (n°8 = 41 x 25 mm)		-	PV1686 4
ballon récepteur avec purge, 1 000 ml (avec raccord fileté)		-	PV1801 5
ventouse de fixation en silicone		-	PV1802 6