


Appareil de filtration
en acier inoxydable

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE

- garantie de 2 ans
- porte-filtre SF pratique et sans pince avec conception à verrouillage rotatif
- l'entonnoir en acier 316 est incassable, durable et peut être rapidement stérilisé à la flamme
- protection anti-débordement intégrée



		SF 10	SF 30
capacité entonnoir		100 ml	300 ml
matériau	entonnoir	acier inox 316	
	base	acier inox 316	
	support membrane	acier inox 316	
	flacon récepteur	PC	
capacité du flacon		1,2 litres	1,2 litres
diamètre filtre		47 mm	47 mm
zone de filtration efficace		11,6 cm ²	11,6 cm ²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")
protection anti-débordement		●	●
set de filtration en acier inoxydable		PV1810	PV1815
entonnoir en acier inoxydable		PV1721 1	PV1731 1
écran de support en acier inoxydable		PV1722 2	PV1722 2
base de support en acier inoxydable		PV1723 3	PV1723 3
bouchon en silicone (n° 16 = 90 x 50 mm)		PV1811 4	PV1811 3
ensemble de cache PC		PV1756 5	PV1756 3
bouteille PC, 1200 ml		PV1757 5	PV1757 3