


Appareil de filtration en acier inoxydable avec dispositif de vidange



- garantie de 2 ans
- installation rapide et stable grâce à la conception à verrouillage rotatif sans pince du porte-filtre
- l'entonnoir en acier 316 est incassable, durable et peut être rapidement stérilisé à la flamme
- Draine le filtrat directement sans retirer les tubes



		SF 11	SF 52
capacité entonnoir		100 ml	500 ml
matériau	entonnoir	acier inox 316	
	base	acier inox 316	
	support membrane	acier inox 316	
	flacon récepteur	PC	
	bouchon	caoutchouc de silicone	
	flacon récepteur	verre borosilicaté	
tuyau de vidange		caoutchouc (non autoclavable)	
capacité du flacon		1 litre	2 litres
diamètre filtre		47 mm	47 mm
zone de filtration efficace		11,6 cm ²	11,6 cm ²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")
dispositif de vidange		●	●
set de filtration en acier inoxydable		PV1820	PV1825
porte-filtre en acier inoxydable		PV1720	PV1740
entonnoir en acier inoxydable		PV1721 1	PV1741 1
écran de support en acier inoxydable		PV1722 2	PV1722 2
base de support en acier inoxydable		PV1723 3	PV1723 3
bouchon en silicone (n°8 = 41 x 25 mm)		PV1686 4	PV1686 4
ballon récepteur avec purge (avec raccord fileté)		PV1801 5	PV1826 5
ventouse de fixation en silicone		PV1802 6	-