


Appareil de filtration
en verre pour microanalyse de 25 mm

121°C/1 bar/20 min
AUTOCCLAVABLE

- graduation
- membrane en verre ou en acier selon le modèle



VF 5

VF 8

capacité entonnoir		15 ml	15 ml
matériau	entonnoir	verre borosilicaté	
	base	verre borosilicaté	
	soutien membrane	verre fritté	tamisé en acier inoxydable avec joint en PTFE
	bouchon	caoutchouc de silicone	
	flacon récepteur	verre borosilicaté	
capacité du flacon		125 ml	125 ml
diamètre filtre		25 mm	25 mm
zone de filtration efficace		3,1 cm²	2,5 cm²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")
ensemble de filtration en verre		PV1830	PV1836
porte-filtre en verre		PV1831	PV1837
entonnoir en verre		PV1832 1	PV1832 1
collier de serrage en aluminium, 25 mm		PV1833 2	PV1833 2
base de support en verre fritté, 25 mm (avec bouchon en silicone n° 5*)		PV1834 3	-
écran de support SS		-	PV1838 3
joint PTFE, 25 mm		-	PV1839 4
base de support en verre, 25 mm (avec bouchon en silicone n° 5*)		-	PV1840 5
flacon récepteur, 125 ml		PV1835 4	PV1835 6

* 18 x 25 mm