



Appareil de filtration
en verre , 47 mm

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE

- connecteur fileté sur le bras latéral
- ventouse de fixation en silicone anti-éclaboussures



		VF 6	VF 7
capacité entonnoir		300 ml	300 ml
matériau	entonnoir	verre borosilicaté	
	base	verre borosilicaté	
	support membrane	verre fritté	tamis en acier inoxydable avec joint en PTFE
	bouchon	caoutchouc de silicone	
	flacon récepteur	verre borosilicaté	
capacité du flacon		1 litre	1 litre
diamètre filtre		47 mm / 50 mm	47 mm / 50 mm
zone de filtration efficace		12,6 cm ²	9,6 cm ²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")
set de filtration en verre		PV1850	PV1856
porte-filtre en verre		PV1851	PV1857
entonnoir en verre		PV1852 1	PV1852 1
collier de serrage en aluminium, 47 mm		PV1853 2	PV1853 2
base de support en verre fritté, 47 mm (avec bouchon en silicone n° 8*)		PV1854 3	-
écran de support SS		-	PV1858 3
joint PTFE, 47 mm		-	PV1859 4
base de support en verre, 25 mm (avec bouchon en silicone n° 8*)		-	PV1860 5
flacon récepteur, 1 litre		PV1855 4	PV1855 6
ventouse de fixation en silicone		PV1802 5	PV1802 7

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)