


Appareil de filtration
en verre , 47 mm

121°C/1 bar/20 min
AUTOCLAVABLE

- flacon de laboratoire GL45
- membrane en verre ou en acier selon le modèle



		VF 12		VF 14	
capacité entonnoir		300 ml		300 ml	
matériau	entonnoir	verre borosilicaté			
	base	verre borosilicaté			
	support membrane	verre fritté		tamis en acier inoxydable avec joint en PTFE	
	Adaptateur de filtration	en PP			
	flacon récepteur	Verre borosilicaté			
capacité du flacon		1 litre		1 litre	
diamètre filtre		47 mm / 50 mm		47 mm / 50 mm	
zone de filtration efficace		12,6 cm²		9,6 cm²	
raccord de sortie		Ø 4 - 8 mm		Ø 4 - 8 mm	
set de filtration en verre		PV1870		PV1875	
porte-filtre en verre		PV1851		PV1857	
entonnoir en verre		PV1852 1		PV1852 1	
collier de serrage en aluminium, 47 mm		PV1853 2		PV1853 2	
base de support en verre fritté, 47 mm (avec bouchon en silicone n° 8*)		PV1854 3			
écran de support SS				PV1858 3	
joint PTFE, 47 mm				PV1859 4	
base de support en verre, 47 mm (avec bouchon en silicone n° 8*)				PV1860 5	
adaptateur pour filtre GL45		PV1871 4		PV1871 6	
bouteille en verre de laboratoire, 1 litre		PV1872 5		PV1872 7	

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)