


Appareil de filtration
en verre borosilicaté , 47 mm

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE

- résistance chimique haute grâce au verre borosilicaté du porte-filtre et du flacon
- équipé d'une ventouse de fixation en silicone anti-éclaboussures



VF 3

capacité entonnoir		VF 3	
		300 ml	
matériau	entonnoir	verre borosilicaté	
	base	verre borosilicaté	
	support membrane	verre fritté	
	flacon récepteur	verre borosilicaté	
capacité du flacon		1 litre	
diamètre filtre		47 mm / 50 mm	
zone de filtration efficace		12,6 cm²	
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")	
set de filtration en verre		PV1880	
porte-filtre en verre		PV1881	
entonnoir en verre		PV1852	1
collier de serrage en aluminium, 47 mm		PV1853	2
base de support en verre fritté, 47 mm (avec connecteur fileté)		PV1882	3
fiolle rodée, 1 litre		PV1883	4
ventouse de fixation en silicone		PV1802	5