


## Appareil de filtration 47 mm avec ballon d'évaporation

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE

- filtration, concentration et évaporation - tout dans une seule bouteille
- moins de transfert, moins de perte d'échantillon



|                                                              |                      | VF 20                 | VF 21                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| capacité entonnoir                                           |                      | 300 ml                | 300 ml                                       |
| matériau                                                     | entonnoir            | verre borosilicaté    |                                              |
|                                                              | base                 | verre borosilicaté    |                                              |
|                                                              | support membrane     | verre fritté          | tamis en acier inoxydable avec joint en PTFE |
|                                                              | ballon d'évaporation | verre borosilicaté    |                                              |
| capacité du flacon                                           |                      | 1 litre               | 1 litre                                      |
| diamètre filtre                                              |                      | 47 mm / 50 mm         | 47 mm / 50 mm                                |
| zone de filtration efficace                                  |                      | 12,6 cm <sup>2</sup>  | 9,6 cm <sup>2</sup>                          |
| raccord de sortie                                            |                      | Ø 8 mm (5/16")        | Ø 8 mm (5/16")                               |
| taille des joints                                            |                      | TS 24/40              | TS 24/40                                     |
| set de filtration en verre                                   |                      | PV1890                | PV1895                                       |
| porte-filtre en verre                                        |                      | PV1891                | PV1896                                       |
| entonnoir en verre                                           |                      | PV1852 <span>1</span> | PV1852 <span>1</span>                        |
| collier de serrage en aluminium, 47 mm                       |                      | PV1853 <span>2</span> | PV1853 <span>2</span>                        |
| base de support en verre fritté, 47 mm (pour joint TS 24/40) |                      | PV1892 <span>3</span> | -                                            |
| écran de support acier inox, 47 mm                           |                      | -                     | PV1858 <span>3</span>                        |
| joint PTFE, 47 mm                                            |                      | -                     | PV1859 <span>4</span>                        |
| support en verre, 47 mm (pour joint TS 24/40)                |                      | -                     | PV1894 <span>5</span>                        |
| ballon d'évaporation, 1 litre, TS 24/40                      |                      | PV1893 <span>4</span> | PV1893 <span>6</span>                        |