


Porte-filtre continu

121°C/1 bar/20 min




AUTOCCLAVABLE

- kit permettant l'alimentation continue des échantillons
- équipé d'un poids plongeur qui ne laisse aucune goutte jusqu'à la fin
- l'adaptateur de filtration peut être connecté à toutes les bouteilles GL45



Stream 3



Stream 10



	Stream 3	Stream 10
capacité entonnoir	300 ml	1 litre
matériau	kit de filtration continue	PTFE, Silicone
	entonnoir	verre borosilicaté
	base	verre borosilicaté
	support membrane	verre fritté
	adaptateur de filtration	PP
diamètre filtre	47 mm / 50 mm	90 mm
zone de filtration efficace	13,2 cm ²	45,5 cm ²
raccord de sortie	Ø 4 - 8 mm	Ø 4 - 8 mm
porte-filtre continu	PV1915	PV1920
kit de filtration continue pour porte-filtre en verre	PV1916 ①	PV1921 ①
entonnoir en verre	PV1852 ②	PV1902 ②
collier de serrage en aluminium	PV1853 ③	PV1903 ③
base de support en verre fritté, 47 mm (avec bouchon en silicone n° 8)	PV1854 ④	PV1908 ④
adaptateur de filtration GL45	PV1871 ⑤	PV1871 ⑤

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)