


Porte-filtre continu de 47 mm

121°C/1 bar/20 min



AUTOCCLAVABLE

- kit permettant l'alimentation continue des échantillons
- équipé d'un poids plongeur qui ne laisse aucune goutte jusqu'à la fin
- la construction en verre borosilicaté offre une résistance chimique extraordinaire



*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)

		VFC 47
diamètre filtre		47 / 50 mm
matériau	couverture	verre borosilicaté
	base	verre borosilicaté
	support membranaire	verre fritté
	raccord cannelé pour tuyau d'admission	PP, silicone
	tube	silicone
zone de filtration efficace		12,6 cm²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")
porte-filtre continu		PV1930
couvreclerc en verre		PV1931 1
collier de serrage en aluminium, 47 mm		PV1853 2
base de support en verre fritté, 47 mm (avec bouchon en silicone n° 8)		PV1854 3
tube en silicone, Ø 6 x 12 mm, 100 cm		PV1667 4
plomb en PTFE		PV1932 5
accessoires		
flacon en verre de laboratoire, 500 ml		PV1933
flacon en verre de laboratoire, 1 litre		PV1872
*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)		