


Porte-filtre continu de 147 mm



- 2 ans de garantie
- kit permettant l'alimentation continue des échantillons
- équipé d'un poids plongeur qui ne laisse aucune goutte jusqu'à la fin
- purification et filtration de liquides à grand volume
- en acier inoxydable



SFC 142		SFC 142
diamètre filtre		142 mm
matériau	couverture	acier inox 304
	base	acier inox 304
	support membranaire	acier inox 304
	raccord cannelé pour tuyau d'admission	acier inox 304
	tube	silicone
zone de filtration efficace		124,6 cm²
raccord de sortie		Ø 8 mm (5/16")
porte-filtre continu		PV1940
couvercle en acier inoxydable		PV1941 1
écran de support en acier inoxydable, 142 mm		PV1942 2
base de support en acier inoxydable, 142 mm		PV1943 3
bouchon en silicone (n°8)*		PV1944 4
tube en silicone, Ø 8 x 14 mm, 200 cm		PV1668 5
plomb en acier inoxydable		PV1945 6
accessoires		
bouteille en verre de laboratoire, 10 L		PV1934
bouteille en verre de laboratoire, 20 L		PV1935
filtres à disque à membrane PALL Supor™ PES, 142 mm, 0,2 µm, à languettes, paquet de 25		PV1936
filtres à disque à membrane en nylon PALL Nylaflor™, 142 mm, 0,2 µm, paquet de 25		PV1937
membrane RONE PES, 142 mm, 0,2 µm, paquet de 50		PV1938
membrane en nylon RONE, 142 mm, 0,2 µm, paquet de 50		PV1939

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)