

Rampe de filtration sous vide en aluminium

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE



- garantie de 2 ans
- entretien facile : tous les composants sont démontables pour un nettoyage rapide et efficace
- structure en aluminium : robuste et légère
- raccord cannelé amovible : connexion rapide et réversible entre le collecteur et la source de vide
- alimentation individuelle : chaque porte-filtre peut être

	MultiVac 310 - MS	MultiVac 610 - MS
postes	3 postes	6 postes
raccord de sortie	ID8	ID8
dimensions (lxpxh)	480 x 130 x h160 mm	850 x 130 x h160 mm
poids	1,8 kg	3 kg
rampes de filtration	PV1990	PV1991
accessoires		
MF 3, porte-filtre magnétique, 300 ml	PV1961	PV1961
bouchon en silicone n°8	PV1686	PV1686

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)

Rampe de filtration sous vide en acier inoxydable

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE



- garantie de 2 ans
- entretien facile : tous les composants sont démontables pour un nettoyage rapide et efficace
- structure en acier inox : résistant
- raccord cannelé amovible : connexion rapide et réversible entre le collecteur et la source de vide
- vanne de ventilation réglable
- alimentation individuelle : chaque porte-filtre peut être commandé séparément pour plus de flexibilité

	MultiVac 300 - MS	MultiVac 600 - MS
postes	3 postes	6 postes
raccord de sortie	ID8	ID8
dimensions (lxpxh)	480 x 130 x h160 mm	850 x 130 x h160 mm
poids	3 kg	5,1 kg
rampes de filtration	PV2400	PV2401
accessoires		
MF 3, porte-filtre magnétique, 300 ml	PV1961	PV1961
bouchon en silicone n°8	PV1686	PV1686

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)