

Rampe de filtration sous vide  
en acier inoxydable, avec vanne de ventilation réglable



- garantie de 2 ans
- entretien facile : tous les composants sont démontables pour un nettoyage rapide et efficace
- structure en acier inox 316 : durable et autoclavable
- raccord cannelé amovible : connexion rapide et réversible entre le collecteur et la source de vide
- vanne de ventilation réglable
- alimentation individuelle : chaque porte-filtre peut être commandé séparément pour plus de flexibilité



MultiVac 300 - MB

MultiVac 600 - MB

| postes                                   | 3 postes                          | 6 postes                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| diamètre filtre                          | 47 mm                             | 47 mm                             |
| capacité de l'entonnoir                  | (option) 100 ml / 300 ml / 500 ml | (option) 100 ml / 300 ml / 500 ml |
| raccord de sortie                        | Ø 8 mm (5/16")                    | Ø 8 mm (5/16")                    |
| dimensions (lxpxh)                       | 480 x 130 x h110 mm               | 850 x 130 x h110 mm               |
| poids                                    | 2,9 kg                            | 5 kg                              |
| rampes de filtration                     | PV2410                            | PV2411                            |
| accessoires                              |                                   |                                   |
| entonnoir en acier inoxydable SF, 100 ml | PV1721                            | PV1721                            |
| entonnoir en acier inoxydable SF, 300 ml | PV1731                            | PV1731                            |
| entonnoir en acier inoxydable SF, 500 ml | PV1741                            | PV1741                            |

Rampe de filtration sous vide  
en acier inoxydable, avec entonnoir de 100 ml



- garantie de 2 ans
- entretien facile : tous les composants sont démontables pour un nettoyage rapide et efficace
- structure en acier inox : résistant
- raccord cannelé amovible : connexion rapide et réversible entre le collecteur et la source de vide
- vanne de ventilation réglable
- alimentation individuelle : chaque porte-filtre peut être commandé séparément pour plus de flexibilité



MultiVac 301 - MB

MultiVac 601 - MB

| postes                                   | 3 postes            | 6 postes            |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| diamètre filtre                          | 47 mm               | 47 mm               |
| capacité de l'entonnoir                  | 100 ml              | 100 ml              |
| raccord de sortie                        | Ø 8 mm (5/16")      | Ø 8 mm (5/16")      |
| dimensions (lxpxh)                       | 480 x 130 x h140 mm | 850 x 130 x h140 mm |
| poids                                    | 3,7 kg              | 6,6 kg              |
| rampes de filtration                     | PV2420              | PV2421              |
| accessoires                              |                     |                     |
| entonnoir en acier inoxydable SF, 100 ml | PV1721              | PV1721              |
| entonnoir en acier inoxydable SF, 300 ml | PV1731              | PV1731              |
| entonnoir en acier inoxydable SF, 500 ml | PV1741              | PV1741              |