

Collecteur rotatif de filtration en acier inoxydable SolarVac

121°C/1 bar/20 min



AUTOCCLAVABLE

- garantie de 2 ans
- conception rotative
- économie de 60 % d'espace
- suivie facile grâce à la numérotation des emplacements
- structure en acier inox 316 : durable et autoclavable
- alimentation individuelle : chaque porte-filtre peut être commandé séparément pour plus de flexibilité
- certifié RoHS



1



2



3



4

	SolarVac 600 - MS	SolarVac 600 - MB	SolarVac 601 - MB	SolarVac 1201 - MB
postes	6 postes	6 postes	6 postes	12 postes
diamètre filtre	dépend des porte-filtres	47 mm	47 mm	47 mm
capacité de l'entonnoir	dépend des porte-filtres	(option) 100 ml / 300 ml / 500 ml	100 ml	100 ml
raccord de sortie	Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")
dimensions (lxpxh)	Ø 34 x 18 cm	Ø 34 x 14 cm	Ø 34 x 19 cm	Ø 45 x 19 cm
poids	8,6 kg	8,4 kg	10 kg	17,6 kg
collecteur rotatif	PV2430 1	PV2431 2	PV2432 3	PV2433 4
accessoires				
entonnoir en acier inoxydable SF, 100 ml	PV1721	PV1721	PV1721	PV1721
entonnoir en acier inoxydable SF, 300 ml	PV1731	PV1731	PV1731	PV1731
entonnoir en acier inoxydable SF, 500 ml	PV1741	PV1741	PV1741	PV1741
MF 3, porte-filtre magnétique, 300 ml	PV1961	PV1961	-	-
MF 3 Pro, porte-filtre magnétique, 300 ml	PV1680	PV1680	-	-
MF 5, porte-filtre magnétique, 500 ml	PV1962	PV1962	-	-
MF 5 Pro, porte-filtre magnétique, 500 ml	PV1681	PV1681	-	-