

Bouteille à vide robuste en PP, 4 litres



volume	4 litres	4 litres	4 litres	4 litres
taille du bouchon	B83	B83	B83	B83
connecteur	tuyau cannelé	tuyau cannelé	connecteur à accouplement rapide	-
graduation	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
protection contre le débordement	oui	oui	oui	-
type de raccord	Ø 4- 8 mm	Ø 4- 8 mm	Ø 6 mm	-
dispositif de vidange	-	oui	-	-
bouteille à vide	PV2440 [1]	PV2441 [2]	PV2442 [3]	PV2443

- construction à parois épaisses résiste au vide complet pendant 24 heures
- en PP
- joint torique en EPDM et silicone garanti étanchéité sous vide
- graduation

Bouteille à vide robuste en PP, 2 litres



volume	2 litres	2 litres	2 litres
taille du bouchon	B83	B83	B83
connecteur	tuyau cannelé	Connecteur à accouplement rapide	-
graduation	500 ml	500 ml	500 ml
protection contre le débordement	oui	oui	-
type de raccord	Ø 4- 8 mm	Ø 6 mm	-
bouteille à vide	PV2450 [1]	PV2451 [2]	PV2452

- construction à parois épaisses résiste au vide complet pendant 24 heures
- en PP
- joint torique en EPDM et silicone garanti étanchéité sous vide
- graduation

Bouteille à vide robuste en PP, 1 litre

- construction à parois épaisses résiste au vide complet pendant 24 heures
- en PP
- joint torique en EPDM et silicone garanti étanchéité sous vide
- graduation

volume	1 litre	1 litre	1 litre
taille du bouchon	GL45	GL45	GL45
connecteur	tuyau cannelé	tuyau cannelé	tuyau cannelé
graduation	250 ml	250 ml	250 ml
protection contre le débordement	-	oui	-
type de raccord	Ø 6 mm	Ø 4- 8 mm	Ø 4- 8 mm
bouteille à vide	PV2460	PV2461 [1]	PV2462

