

## Flacons ISO gradués - DURAN® - verre borosilicaté 3.3

I

- stockage, préparation d'échantillons, transport
- conformes à la norme ISO 4796 et USP standard
- col à vis avec filetage DIN
- graduations et grande zone de marquage
- impression très résistante
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production
- flacons 25 ml avec bord de verre moulé pour un meilleur déversement (bague superflue)
- amplification de l'épaulement des flacons de 100 - 2000 ml, pour voir plus aisément le niveau du contenu



**DURAN GROUP**  
 VERRE  
 borosilicaté 3.3  
 GL25 - 32 - 45

### modèles ambrés

- pour substances photosensibles
- couleur brune parfaitement uniforme à l'extérieur du flacon : très longue durée de vie, excellente résistance chimique
- protection contre les UV

### Flacons avec capuchon et bague anti-goutte



- livrés complets avec capuchon à visser en PP et bague de déversement anti-gouttes, en polypropylène, résistant à +140°C

### Flacons nus "protect" à gainage synthétique



- pour substances toxiques ou échantillons précieux
- gainage synthétique en polyuréthane : -30°C à +135°C
- protection anti-rayures et éclats
- protection anti-UV jusqu'à 380 nm
- grande transparence
- utilisables en micro-ondes

### Flacons haute température



- capuchon à vis en PBT
- bague anti-gouttes en ETFE

capacité	dim. (Ø x h)	col	référence Prix HT		référence Prix HT		référence Prix HT		référence Prix HT		référence Prix HT	
			flacons avec capuchon et bague	flacons ambrés avec capuchon et bague	flacons gainés nus	flacons gainés ambrés nus	flacons gainés avec capuchon et bague	flacons avec capuchon et bague haute température				
10 ml	Ø33 x 55 mm	GL25	les 10	GW2312	GW2596	GW2655	-	-	-	-	-	-
25 ml	Ø36 x 70 mm	GL25	les 10	GW2301	GW2584	GW2674	WG1030	-	-	-	-	-
50 ml	Ø46 x 87 mm	GL32	les 10	GW2302	GW2585	GW2675	WG1031	-	-	-	-	-
100 ml	Ø56 x 100 mm	GL45	les 10	GW2303	GW2586	GW2676	WG1032	WG1040	-	-	WG1010	-
150 ml	Ø62 x 105 mm	GL45	les 10	GW2313	GW2587	-	-	-	-	-	-	-
250 ml	Ø70 x 138 mm	GL45	les 10	GW2304	GW2588	GW2678	WG1033	WG1042	-	-	WG1011	-
500 ml	Ø86 x 176 mm	GL45	les 10	GW2305	GW2589	GW2679	WG1034	WG1043	-	-	WG1012	-
750 ml	Ø95 x 203 mm	GL45	les 10	GW2314	GW2590	-	-	-	-	-	-	-
1 litre	Ø101 x 225 mm	GL45	les 10	GW2306	GW2591	GW2681	WG1035	WG1045	-	-	WG1013	-
2 litres	Ø136 x 260 mm	GL45	les 10	GW2307	GW2592	GW2682	WG1036	WG1046	-	-	WG1014	-
3,5 litres	Ø160 x 295 mm	GL45	l'unité	GW2315	GW2593	GW2683	-	WG1047	-	-	-	-
5 litres	Ø182 x 330 mm	GL45	l'unité	GW2308	GW2594	GW2684	WG1037	WG1048	-	-	WG1015	-
10 litres	Ø227 x 410 mm	GL45	l'unité	GW2309	GW2595	GW2656	WG1038	-	-	-	WG1016	-
15 litres	Ø268 x 445 mm	GL45	l'unité	GW2310	-	GW2657	-	-	-	-	-	-
20 litres	288 x 505 mm	GL45	l'unité	GW2311	-	GW2658	-	-	-	-	-	-