

### Flacons en verre sodocalcique et bouchon PE

**VERRE**  
sodocalcique

- en verre sodocalcique avec col rodé
- conforme à la norme ISO 4796-2
- absorbant UV jusqu'à 500 nm
- livrés avec bouchons en polyéthylène



capacité	col	flacon	référence		Prix HT	
			verre clair		verre ambré	
50 ml	14/15	Ø 42 x H77 mm	PW4030	les 10	PW4040	les 10
100 ml	14/23	Ø 52 x H103 mm	PW4031	les 10	PW4041	les 10
250 ml	19/26	Ø 69 x H131 mm	PW4032	les 10	PW4042	les 10
500 ml	24/29	Ø 85 x H163 mm	PW4033	les 10	PW4043	les 10