


## Sac sans filtre transparent BagLight® PolySilk®

► un seul sac pour toute l'analyses : prélever, malaxer, pipeter




- sac sans filtre pour malaxeur
- en PolySilk, un complexe polyoléfine
- résistant de -40 à 80°C
- durée de conservation de 10 ans
- ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM

BagLight® PolySilk®

capacité	100 ml	400 ml	400 ml	2000 ml	3500 ml
volume pour le malaxage	5-50 ml	50-300 ml	50 - 300 ml	400-1500 ml	400-3750 ml
dimensions	110 x 200 mm	175 x 300 mm	190 x 300 mm	250 x 380 mm	380 x 560 mm
pochette de	25	25	50	25	25
sac sans filtre	CN1710 les 500	CN1711 les 500	CN1712 les 500	CN1713 les 500	CN1714 les 250

## Sac sans filtre résistant BagLight® MultiLayer®

► conçu pour la préparation d'échantillons durs ou les malaxages longs



- sac sans filtre pour malaxeur
- multicouches et soudures renforcées
- résistant de -40 à 80°C
- durée de conservation de 10 ans
- ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (

BagLight® MultiLayer®

capacité	400 ml
volume pour le malaxage	50-300 ml
dimensions	190 x 300 mm
pochette de	25
sac sans filtre	CN1720 les 500

référence	produits	modèle	volume du sac-filtre			
			100 ml	400 ml	2000 ml	3500 ml
<b>dilueurs gravimétriques</b>						
NY1000	DiluFlow®	-	●	●		
NY1100	DiluFlow® Pro	-	●	●	●	●
NY1210	DiluFlow® Elite 5 kg	-	●	●	●	●
NY1200	DiluFlow® Elite 1 kg	-	●	●		
<b>malaxeurs de laboratoire</b>						
CN2100	MiniMix® 100 P CC	100	●			
CN2200	MiniMix® 100 W CC	100	●			
CN1100	BagMixer® 400 P	400		●		
CN1000	BagMixer® 400 W	400		●		
CN1300	BagMixer® 400 CC	400		●		
CN4000	BagMixer® S	400		●		
CN4100	BagMixer® SW	400		●		
CN3000	JumboMix® 3500 P CC	3500			●	●
CN3100	JumboMix® 3500 W CC	3500			●	●
CN3200	JumboMix® 3500 WarmMix® CC	3500			●	●
<b>pompes péristaltiques</b>						
NY4000	FlexiPump®	-	●	●	●	●
NY4100	FlexiPump® Pro	-	●	●	●	●
<b>accessoires de laboratoire</b>						
CN1050	BagRack® Slide	400		●		
CN1062		100	●			
CN1072	BagRack®	400		●		
CN1082		3500			●	●
CN1400	BagPipet®	-	●	●	●	●
CN1063		100	●			
CN1053	BagClip®	400		●		
CN1073		3500			●	●
CN1061		100	●			
CN1051	BagOpen®	400		●	●	
CN1071		3500				●
CN1410	BagSeal®	-	●	●	●	