


Laveur avec raccordement à l'eau déminéralisée
Exploreline





- flexible
- volume utile dans la cuve 145 l
- posable, encastrable, fin
- alarme signal sonore en fin de programme
- support de charge modulaires
- système easyload offre un placement plus rapide et facile de la charge sur les buses
- écran tactile
- doseur poudre dans la porte
- appareil livré en série avec un module de communication Wi-Fi permettant une connexion réseau
- 6 programmes dont 4 personnalisables
- habillage extérieur et couvercle en inox
- IP 21




	Laveur avec raccordement à l'eau déminéralisée	Laveur avec pompe de refoulement pour eau déminéralisée
	PLW 8604	PLW 8604 [ADP]
programmes de lavage	6 programmes lavage	6 programmes lavage
température de lavage jusqu'à	+70°C	+70°C
raccordement à l'eau	eau froide eau déminéralisée	eau froide eau déminéralisée
pompe de circulation	500 l/min.	500 l/min.
dispositifs de dosage	doseur dans la porte	doseur dans la porte
produit de rinçage	doseur dans la porte	doseur dans la porte
dimensions (lxpxh)	600 x 600 x h835 mm	600 x 600 x h835 mm
poids	72 kg	72 kg
puissance	8500 W	8500 W
alimentation	400 V+N / 50 Hz triphasé	400 V+N / 50 Hz triphasé
Laveur inox	ME7050	ME7051
doseurs (en option)		
 pour détergent liquide avec contrôle du niveau pour bidon de 5 et 10 l	ME6300	ME6300
pour détergent liquide avec contrôle du niveau pour bidon de 5 l	ME6301	ME6301






			référence	Prix HT
armoires de 450 mm pour bidons				
	armoire pour doseur, façade blanche pour 6 bidons de 5 l (vide)	PG 8596 AW DOS	ME6348	
	armoire pour doseur, carrosserie inox pour 6 bidons de 5 l (vide)	PG 8596 AE DOS	ME6349	
panier supérieur et inférieur de base sans injection				
	panier supérieur ouvert en façade hauteur de chargement 160 +/-30 mm	A 101	ME6302	
	panier supérieur ouvert en façade hauteur de chargement 205 +/-30 mm	A 102	ME6303	
	panier inférieur ouvert en façade pour divers compléments	A 151	ME6304	
panier supérieur et inférieur de base avec injection pour modules				
	panier supérieur vide pour modules (non recommandé pour PG 8504)	A 100	ME6305	
	panier inférieur vide pour modules	A 150	ME6306	
	gicleur boîte à produit poudre à prévoir avec modules à injection	A 802	ME6006	
système de chargement exclusif EasyLoad				
	module EasyLoad 2 x 4 pré-équipé avec 4 x A 840 (Ø 6 x 130 mm) + 4 x A 841 (Ø 6 x 210 mm) A 300/3		ME6134	
	module EasyLoad 2 x 4 vide à configurer	A 300/2	ME6307	
	cadre de maintien 2 x 4 pour A 300/3 ou A 300/2	A 860	ME6308	
	module EasyLoad 3 x 6 pré-équipé avec 9 x A 842 (Ø 4 x 90 mm) + 9 x A 843 (Ø 4 x 185 mm) A 301/5		ME6135	
	module EasyLoad 3 x 6 vide à configurer	A 301/4	ME6309	





	cadre de maintien 3 x 6 pour A 301/5 ou A 301/4	A 861	ME6310
	module EasyLoad 4 x 8 pré-équipé avec 16 x A 844 (Ø 2,5 x 80mm) + 16 x A 845 (Ø 2,5 x 125mm)	A 302/3	ME6136
	module EasyLoad 4 x 8 vide à configurer	A 302/2	ME6311
	cadre de maintien 4 x 8 pour A 302/3 ou A 302/2	A 862	ME6312
	injecteur 6 x 130 mm pour module EasyLoad	A 840	ME6161
	lot de 5 injecteurs Ø 6 x 130 mm pour module EasyLoad	A 840/1	ME6313
	injecteur Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad	A 841	ME6162
	lot de 5 injecteurs Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad	A 841/1	ME6314
	injecteur Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad	A 842	ME6163
	lot de 5 injecteurs Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad	A 842/1	ME6315
	injecteur Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad	A 843	ME6164
	lot de 5 injecteurs Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad	A 843/1	ME6316
	injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad	A 844	ME6165
	lot de 5 injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad	A 844/1	ME6317





	injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad	A 845	ME6166
	lot de 5 injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad	A 845/1	ME6318
injecteurs, gicleur à injection et support tulipe pour modules ancienne génération (non compatibles avec système EasyLoad)			
	gicleur à injection Ø 4 x 160 mm	E 351	ME6319
	gicleur à injection Ø 6 x 220 mm	E 352	ME6320
	support tulipe pour gicleur E 351 réglable en hauteur	E 353	ME6321
	support tulipe pour gicleur E 352 réglable en hauteur	E 354	ME6322
	support injecteur avec maintien Ø 2,5 x 90 mm vissable	E 470	ME6323
	gicleur à injection pour butyromètre	SD-B	ME6324
	injecteur Ø 2,5 x 90 mm	ID 90	ME6325
	injecteur Ø 2,5 x 110 mm	ID 110	ME6326
	injecteur Ø 4 x 140 mm	ID 140	ME6327
	injecteur Ø 4 x 160 mm	ID 160	ME6328
	injecteur Ø 4 x 180 mm	ID 180	ME6329
	injecteur Ø 6 x 200 mm	ID 200	ME6330
	injecteur Ø 6 x 220 mm	ID 220	ME6331
	injecteur Ø 6 x 240 mm	ID 240	ME6332
chariot et modules pour pipettes et tubes à essais			
	chariot pour 38 pipettes sur 3 rangées	A 200	ME6333
	module hauteur 150 mm pour 98 pipettes	A 303	ME6334
	module pour tubes à essais comprenant 96 injecteurs de 2,5 x 90 mm	A 304	ME6335

module pour verrerie grand volume et viscosimètre			
	module pour 4 éprouvettes de 1 ou 2 litres (remplace A 306)	A 306/1	ME6336
	module pour flacons jusqu'à 10 litres, erlenmeyer / éprouvettes jusqu'à 5 litres	A 313	ME6337
	support pour cols étroits L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 846	ME6338
	support pour erlenmeyer col court L 127 Ø10 mm en combinaison avec A 313	A 847	ME6339
	support pour erlenmeyer col long L 350 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 848	ME6340
	module pour 8 viscosimètres (8 injecteurs A867 inclus)	A 312	ME6341
adaptation anciens paniers pour G78XX			
	pour certains anciens chariots et paniers supérieurs avec dispositif de séchage	UBS 1	ME6357
	pour certains anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 2	ME6358
	pour certains anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 3	ME6359
accessoires pour traitement avec eau déminéralisée			
adoucisseur			
	carrosserie laquée blanche	PG 8597	ME6360
accessoires pour déminéralisateurs			
	cartouche de déminéralisation pleine 12,5 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2000/1	ME6364
	cartouche de déminéralisation pleine 19 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2800/01	ME6365
	résines déminéralisatrice à usage unique 20 l.	E 315	ME6366

	kit de remplissage cartouche	E 316	ME6367
	couplages rapides pour cartouche de déminéralisation	SK/1	ME6368
	kit de conversion pour cartouches doubles	UfZ/1	ME6369
	robinet mural	E 313	ME6370
	robinet intégré	E 314	ME6371
modules et composants			
compléments pour flacons			
	complément pour 16 flacons de 1000 ml	E 124	ME6372
	complément pour 9 flacons de 2000 ml	E 125	ME6373
	complément pour 48 flacons de 50 ml	E 126	ME6374
	complément pour 44 flacons de 100 ml	E 127	ME6375
	complément pour 24 flacons de 250 ml	E 128	ME6376
	complément pour 20 flacons de 500 ml	E 129	ME6377
compléments pour erlenmeyers et bechers			
	demi complément pour flacons divers pour G 78	AK 12	ME6378
	demi complément pour flacons divers pour PG 85	AK 12/1	ME6379

	complément avec 26 crochets de 2 hauteurs	E 106	ME6380
	complément avec 26 petits crochets	E 106/1	ME6381
	complément avec 13 gros crochets	E 106/2	ME6382
	complément pour 21 béchers jusqu'à 250 ml	E 109	ME6053
	complément pour 10 béchers 250-600 ml	E 110	ME6383
	complément pour 8 béchers 600-1000 ml	E 111	ME6384
	complément pour 18 béchers jusqu'à 250 ml	E 144	ME6385
compléments pour tubes à essais			
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 75 mm	E 104/1	ME6386
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 105 mm	E 104/1	ME6387
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 165 mm	E 139/1	ME6388
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 200 mm	E 139/1	ME6389
	complément pour environ 80 tubes à essais 105 mm	E 149	ME6051
complément pour plaques microfiltres			
	complément pour plaques microtitres	E 494	ME6390

compléments pour boîte de pétri			
	complément pour 38 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 118	ME6391
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 136	ME6392
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm, à poser sur complément E 136	E 137	ME6393
compléments pour Lames et verres de montre			
	demi complément pour 210 lames	E 134	ME6394
	demi complément pour 44 verres	E 402	ME6395
	demi complément pour 105 verres	E 403	ME6396
chariots			
	chariot de transport	MC/2	ME6397
	mieltrans 4 étages (transport & stockage)	MT	ME6398
accessoires pour déminéralisateurs			
	filet de protection 216 x 456 mm	A 2	ME6400
	filet de protection 206 x 206 mm	A 3	ME6401
	filet de protection avec structure flexible 445 x 228 mm	A 810	ME6402
	filet de protection seul pour A 810	A 811	ME6403
	filet de protection avec structure flexible 228 x 217 mm	A 810/1	ME6404

	filet de protection seul pour A 810/1	A 811/1	ME6405
	plateau perforé pour G 78	A 11/1	ME6406
	plateau perforé pour PG 85	A 11/2	ME6055
	1/2 plateau perforé pour G 78	A 12/1	ME6407
	1/2 plateau perforé pour PG 85	A 12/2	ME6056
	couvercle pour complément E103, E105, E139	A 13	ME6408
	demi couvercle droit pour AK 12 (210 x 210 mm)	A 14	ME6409
	demi couvercle droit pour AK 12/1 (207 x 224 mm)	A 14/1	ME6410
	couvercle 1/4 pour E 142 (230x215mm)	A 16	ME6411
	couvercle pour complément E 484	A 18	ME6412
	vis d'obturation pour chariot MIC	E 362	ME6413
	douille de rinçage à vis pour chariot MIC	E 336	ME6414
	filtre de cuve pour PG 85	E 319/4	ME6415
	jeu de clé pour ajuster la hauteur de paniers ou monter /démonter des injecteurs	A 838	ME6416

produits chimiques ProCare Lab			
lavage			
produits liquides			
	détergent moyennement alcalin sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 5 litres	ProCare Lab 10 MA	ME1001
	détergent moyennement alcalin sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 10 litres	ProCare Lab 10 MA	ME6417
	détergent alcalin sans phosphates sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 5 litres	ProCare Lab 10 AP	ME1002
	détergent alcalin sans phosphates sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 10 litres	ProCare Lab 10 AP	ME6418
	détergent alcalin avec tensioactifs - Liquide 5 litres	ProCare Lab 10 AT	ME1003
	détergent alcalin avec tensioactifs - Liquide 10 litres	ProCare Lab 10 AT	ME6419
Produits poudres			
	détergent moyennement alcalin sans agents oxydants - Poudre 10 kg	ProCare Lab 11 MA	ME2001
	détergent alcalin avec agents oxydants sans phosphates - Poudre 10 kg	ProCare Lab 11 AP	ME2002
Neutralisation			
	agent neutralisant acide à base d'acide citrique - Liquide 5 litres	ProCare Lab 30C	ME3001
	agent neutralisant acide à base d'acide citrique - Liquide 10 litres	ProCare Lab 30C	ME6420
	agent neutralisant acide à base d'acide phosphorique - Liquide 5 litres	ProCare Lab 30P	ME3002
	agent neutralisant acide à base d'acide phosphorique - Liquide 10 litres	ProCare Lab 30P	ME6421

sel			
	sel régénérant - 6 kg	UNIVERSAL 61	ME4001
	nettoyant machine - 500 g	UNIVERSAL 77 A	ME6422
	détartrant machine - 250 g	UNIVERSAL 81 C	ME6423
	spray nettoyant inox - 500 ml	UNIVERSAL 70 ST	ME6424
accessoires pour déminéralisateurs			
	clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5, 10 et 20 l.	CK/1 DIN 51	ME6425
	bac de récupération DTD 2 pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)	DTD 2	ME6426