

Laveur-desinfecteur 60 cm avec séchage Ecodry Exploreline

- flexible
- 2 LED dans la partie supérieure de la cuve
- soudure en continu
- adoucisseur d'eau intégré
- volume utile dans la cuve 145 l
- posable, encastrable, fin
- alarme signal sonore en fin de programme
- autoclose, verrouillage de porte automatique
- système easyload offre un placement plus rapide et facile de la charge sur les buses
- écran couleur tactile
- pompe à vitesse variable
- dispositif de séchage - EcoDry : après la fin du programme et dès que la température de la cuve descend sous 70° C, la porte s'ouvre automatiquement
- appareil livré en série avec un module de communication Wi-Fi permettant une connexion réseau
- système aquasécurité : anti dégâts des eaux
- IP 21




1




2


		façade blanche	façade inox	spécial huiles	spécial masques respiratoires	avec pompe pour eau déminéralisée	
		PLW 8683					
porte		porte pleine	porte pleine	porte pleine	porte pleine	porte pleine	porte vitrée
volume utilise		145 l	145 l	145 l	145 l	145 l	145 l
programmes de lavage		19	19	19	8	19	19
emplacement libre programme		10	10	10	5	10	10
façade		blanche	inox	inox	inox	inox	inox
capacité	verrerie à col étroit	64	64	64	-	64	64
	tubes à essai	196	196	196	-	196	196
	flacons	128	128	128	-	128	128
	pipettes	98	98	98	-	98	98
	masques respiratoire				6	-	
	appareils respiratoires				12	-	
température de lavage jusqu'à	support de respirateur à air comprimé				1	-	
		93°C	93°C	93°C	93°C	93°C	93°C
raccordement à l'eau		eau froide eau chaude eau déminéralisée				eau froide eau froide pour condenseur de vapeur eau chaude VEP - pompe de refoulement pour eau déminéralisée	eau froide eau chaude eau déminéralisée
pompe de circulation		500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.
dimensions (lxpxh)		598 x 598 x H835 mm					
poids		74 kg					
puissance		8500 W	8500 W	6300 W	8500 W	8500 W	8500 W
alimentation		400 V+N / 50 Hz triphasé			230 V+N / 50 Hz triphasé		
Laveur version poudre		ME1010	ME1012	-	-	ME1016 1	-
Laveur version liquide		ME1011	ME1013	ME1014	ME1015	-	ME1017 2
module de communication Ethernet		ME1050	ME1050	ME1050	ME1050	ME1050	ME1050
module de communication RS 232		ME1051	ME1051	ME1051	ME1051	ME1051	ME1051
imprimante protocoles APH 510 PRT 110		ME1052	ME1052	ME1052	ME1052	ME1052	ME1052
cartouche d'encre noire APH 592		ME1053	ME1053	ME1053	ME1053	ME1053	ME1053
câble d'imprimante APH 530		ME1054	ME1054	ME1054	ME1054	ME1054	ME1054
lot de 5 rouleaux de papier		ME1055	ME1055	ME1055	ME1055	ME1055	ME1055




			référence	Prix HT
doseurs				
	pour détergent liquide pour PLW 8683/93 (canne 217 mm pour bidon 5 l)	DOS K 85/1 Flex	ME6345	
	pour détergent liquide pour PLW 8683/93 (canne 352 mm pour bidon 5 et 10 l)	DOS K 85 Flex	ME6007	
	pour détergent liquide pour PLW 8683/93 avec alerte niveau vide (pour bidon 5 et 10 l)	DOS K 85 confort	ME6346	
	pour détergent liquide pour PLW 8683/93 avec alerte niveau vide (pour bidon 5 l)	DOS K 85/1 confort	ME6347	
Dessus et socles inox fermés				
	socle H 30 x L 60 x P 60 cm pour PLW 8683/8693	UG 30-60/60-85/1	ME6350	
	socle H 30 x L 90 x P 60 cm pour PLW 8683/8693 + PG 8596/8597	UG 30-90/60-85/1	ME6351	
	socle avec porte H 56 x L 60 x P 54 pour PLW 8683/8693	UG 50-64	ME6352	
	socle H 70 x L 60 x P 55 cm pour PLW 8683/8693	UG 70-60/80/1	ME6353	
	socle H 30 x L 90 x P 70 cm pour PLW 8683 CD	UG 30-90/70-85/1	ME6354	
	dessus version avec porte vitrée de 90 cm, avec panneaux pour la paroi latérale	DE-CS7-85/1	ME6355	
	dessus prof. pour porte vitrée 60 cm, y compris armoire latérale PG 8595 ou PG 8596	DE-CS6-85/1	ME6356	
Accessoires pour traitement avec eau déminéralisée				
Déminéralisateurs - Conductivimètre				
	déminéralisateur façade blanche pour PLW 8683 - PLW 8693 (sans conductivimètre)	PG 8595 AW	ME6361	
	déminéralisateur carrosserie inox, pour PLW 8683 - PLW 8693 (sans conductivimètre)	PG 8595 AE	ME6362	
	permet la mesure de conductivité de 0 - 199,9 µS/cm (en option PG8595)	CM/1 Conductivimètre	ME6363	






			référence	Prix HT
armoires de 450 mm pour bidons				
	armoire pour doseur, façade blanche pour 6 bidons de 5 l (vide)	PG 8596 AW DOS	ME6348	
	armoire pour doseur, carrosserie inox pour 6 bidons de 5 l (vide)	PG 8596 AE DOS	ME6349	
panier supérieur et inférieur de base sans injection				
	panier supérieur ouvert en façade hauteur de chargement 160 +/-30 mm	A 101	ME6302	
	panier supérieur ouvert en façade hauteur de chargement 205 +/-30 mm	A 102	ME6303	
	panier inférieur ouvert en façade pour divers compléments	A 151	ME6304	
panier supérieur et inférieur de base avec injection pour modules				
	panier supérieur vide pour modules (non recommandé pour PG 8504)	A 100	ME6305	
	panier inférieur vide pour modules	A 150	ME6306	
	gicleur boîte à produit poudre à prévoir avec modules à injection	A 802	ME6006	
système de chargement exclusif EasyLoad				
	module EasyLoad 2 x 4 pré-équipé avec 4 x A 840 (Ø 6 x 130 mm) + 4 x A 841 (Ø 6 x 210 mm)	A 300/3	ME6134	
	module EasyLoad 2 x 4 vide à configurer	A 300/2	ME6307	
	cadre de maintien 2 x 4 pour A 300/3 ou A 300/2	A 860	ME6308	
	module EasyLoad 3 x 6 pré-équipé avec 9 x A 842 (Ø 4 x 90 mm) + 9 x A 843 (Ø 4 x 185 mm)	A 301/5	ME6135	
	module EasyLoad 3 x 6 vide à configurer	A 301/4	ME6309	





	cadre de maintien 3 x 6 pour A 301/5 ou A 301/4	A 861	ME6310
	module EasyLoad 4 x 8 pré-équipé avec 16 x A 844 (Ø 2,5 x 80mm) + 16 x A 845 (Ø 2,5 x 125mm)	A 302/3	ME6136
	module EasyLoad 4 x 8 vide à configurer	A 302/2	ME6311
	cadre de maintien 4 x 8 pour A 302/3 ou A 302/2	A 862	ME6312
	injecteur 6 x 130 mm pour module EasyLoad	A 840	ME6161
	lot de 5 injecteurs Ø 6 x 130 mm pour module EasyLoad	A 840/1	ME6313
	injecteur Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad	A 841	ME6162
	lot de 5 injecteurs Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad	A 841/1	ME6314
	injecteur Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad	A 842	ME6163
	lot de 5 injecteurs Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad	A 842/1	ME6315
	injecteur Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad	A 843	ME6164
	lot de 5 injecteurs Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad	A 843/1	ME6316
	injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad	A 844	ME6165
	lot de 5 injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad	A 844/1	ME6317






	injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad	A 845	ME6166
	lot de 5 injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad	A 845/1	ME6318
injecteurs, gicleur à injection et support tulipe pour modules ancienne génération (non compatibles avec système EasyLoad)			
	gicleur à injection Ø 4 x 160 mm	E 351	ME6319
	gicleur à injection Ø 6 x 220 mm	E 352	ME6320
	support tulipe pour gicleur E 351 réglable en hauteur	E 353	ME6321
	support tulipe pour gicleur E 352 réglable en hauteur	E 354	ME6322
	support injecteur avec maintien Ø 2,5 x 90 mm vissable	E 470	ME6323
	gicleur à injection pour butyromètre	SD-B	ME6324
	injecteur Ø 2,5 x 90 mm	ID 90	ME6325
	injecteur Ø 2,5 x 110 mm	ID 110	ME6326
	injecteur Ø 4 x 140 mm	ID 140	ME6327
	injecteur Ø 4 x 160 mm	ID 160	ME6328
	injecteur Ø 4 x 180 mm	ID 180	ME6329
	injecteur Ø 6 x 200 mm	ID 200	ME6330
	injecteur Ø 6 x 220 mm	ID 220	ME6331
	injecteur Ø 6 x 240 mm	ID 240	ME6332
chariot et modules pour pipettes et tubes à essais			
	chariot pour 38 pipettes sur 3 rangées	A 200	ME6333
	module hauteur 150 mm pour 98 pipettes	A 303	ME6334
	module pour tubes à essais comprenant 96 injecteurs de 2,5 x 90 mm	A 304	ME6335

module pour verrerie grand volume et viscosimètre			
	module pour 4 éprouvettes de 1 ou 2 litres (remplace A 306)	A 306/1	ME6336
	module pour flacons jusqu'à 10 litres, erlenmeyer / éprouvettes jusqu'à 5 litres	A 313	ME6337
	support pour cols étroits L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 846	ME6338
	support pour erlenmeyer col court L 127 Ø10 mm en combinaison avec A 313	A 847	ME6339
	support pour erlenmeyer col long L 350 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 848	ME6340
	module pour 8 viscosimètres (8 injecteurs A867 inclus)	A 312	ME6341
adaptation anciens paniers pour G78XX			
	pour certains anciens chariots et paniers supérieurs avec dispositif de séchage	UBS 1	ME6357
	pour certains anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 2	ME6358
	pour certains anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 3	ME6359
accessoires pour traitement avec eau déminéralisée			
adoucisseur			
	carrosserie laquée blanche	PG 8597	ME6360
accessoires pour déminéralisateurs			
	cartouche de déminéralisation pleine 12,5 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2000/1	ME6364
	cartouche de déminéralisation pleine 19 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2800/01	ME6365
	résines déminéralisatrice à usage unique 20 l.	E 315	ME6366

	kit de remplissage cartouche	E 316	ME6367
	couplages rapides pour cartouche de déminéralisation	SK/1	ME6368
	kit de conversion pour cartouches doubles	UfZ/1	ME6369
	robinet mural	E 313	ME6370
	robinet intégré	E 314	ME6371
modules et composants			
compléments pour flacons			
	complément pour 16 flacons de 1000 ml	E 124	ME6372
	complément pour 9 flacons de 2000 ml	E 125	ME6373
	complément pour 48 flacons de 50 ml	E 126	ME6374
	complément pour 44 flacons de 100 ml	E 127	ME6375
	complément pour 24 flacons de 250 ml	E 128	ME6376
	complément pour 20 flacons de 500 ml	E 129	ME6377
compléments pour erlenmeyers et bechers			
	demi complément pour flacons divers pour G 78	AK 12	ME6378
	demi complément pour flacons divers pour PG 85	AK 12/1	ME6379

	complément avec 26 crochets de 2 hauteurs	E 106	ME6380
	complément avec 26 petits crochets	E 106/1	ME6381
	complément avec 13 gros crochets	E 106/2	ME6382
	complément pour 21 béchers jusqu'à 250 ml	E 109	ME6053
	complément pour 10 béchers 250-600 ml	E 110	ME6383
	complément pour 8 béchers 600-1000 ml	E 111	ME6384
	complément pour 18 béchers jusqu'à 250 ml	E 144	ME6385
compléments pour tubes à essais			
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 75 mm	E 104/1	ME6386
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 105 mm	E 104/1	ME6387
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 165 mm	E 139/1	ME6388
	complément pour env. 200 tubes jusqu'à 200 mm	E 139/1	ME6389
	complément pour environ 80 tubes à essais 105 mm	E 149	ME6051
complément pour plaques microfiltres			
	complément pour plaques microtitres	E 494	ME6390

compléments pour boîte de pétri			
	complément pour 38 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 118	ME6391
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 136	ME6392
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm, à poser sur complément E 136	E 137	ME6393
compléments pour Lames et verres de montre			
	demi complément pour 210 lames	E 134	ME6394
	demi complément pour 44 verres	E 402	ME6395
	demi complément pour 105 verres	E 403	ME6396
chariots			
	chariot de transport	MC/2	ME6397
	mieltrans 4 étages (transport & stockage)	MT	ME6398
accessoires pour déminéralisateurs			
	filet de protection 216 x 456 mm	A 2	ME6400
	filet de protection 206 x 206 mm	A 3	ME6401
	filet de protection avec structure flexible 445 x 228 mm	A 810	ME6402
	filet de protection seul pour A 810	A 811	ME6403
	filet de protection avec structure flexible 228 x 217 mm	A 810/1	ME6404

	filet de protection seul pour A 810/1	A 811/1	ME6405
	plateau perforé pour G 78	A 11/1	ME6406
	plateau perforé pour PG 85	A 11/2	ME6055
	1/2 plateau perforé pour G 78	A 12/1	ME6407
	1/2 plateau perforé pour PG 85	A 12/2	ME6056
	couvercle pour complément E103, E105, E139	A 13	ME6408
	demi couvercle droit pour AK 12 (210 x 210 mm)	A 14	ME6409
	demi couvercle droit pour AK 12/1 (207 x 224 mm)	A 14/1	ME6410
	couvercle 1/4 pour E 142 (230x215mm)	A 16	ME6411
	couvercle pour complément E 484	A 18	ME6412
	vis d'obturation pour chariot MIC	E 362	ME6413
	douille de rinçage à vis pour chariot MIC	E 336	ME6414
	filtre de cuve pour PG 85	E 319/4	ME6415
	jeu de clé pour ajuster la hauteur de paniers ou monter /démonter des injecteurs	A 838	ME6416

produits chimiques ProCare Lab			
lavage			
produits liquides			
	détergent moyennement alcalin sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 5 litres	ProCare Lab 10 MA	ME1001
	détergent moyennement alcalin sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 10 litres	ProCare Lab 10 MA	ME6417
	détergent alcalin sans phosphates sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 5 litres	ProCare Lab 10 AP	ME1002
	détergent alcalin sans phosphates sans tensio-actifs sans agents oxydants - Liquide 10 litres	ProCare Lab 10 AP	ME6418
	détergent alcalin avec tensioactifs - Liquide 5 litres	ProCare Lab 10 AT	ME1003
	détergent alcalin avec tensioactifs - Liquide 10 litres	ProCare Lab 10 AT	ME6419
Produits poudres			
	détergent moyennement alcalin sans agents oxydants - Poudre 10 kg	ProCare Lab 11 MA	ME2001
	détergent alcalin avec agents oxydants sans phosphates - Poudre 10 kg	ProCare Lab 11 AP	ME2002
Neutralisation			
	agent neutralisant acide à base d'acide citrique - Liquide 5 litres	ProCare Lab 30C	ME3001
	agent neutralisant acide à base d'acide citrique - Liquide 10 litres	ProCare Lab 30C	ME6420
	agent neutralisant acide à base d'acide phosphorique - Liquide 5 litres	ProCare Lab 30P	ME3002
	agent neutralisant acide à base d'acide phosphorique - Liquide 10 litres	ProCare Lab 30P	ME6421

sel			
	sel régénérant - 6 kg	UNIVERSAL 61	ME4001
	nettoyant machine - 500 g	UNIVERSAL 77 A	ME6422
	détartrant machine - 250 g	UNIVERSAL 81 C	ME6423
	spray nettoyant inox - 500 ml	UNIVERSAL 70 ST	ME6424
accessoires pour déminéralisateurs			
	clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5, 10 et 20 l.	CK/1 DIN 51	ME6425
	bac de récupération DTD 2 pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)	DTD 2	ME6426