

Minipipettes LMR®

- taille optimale de 130 mm de longueur avec exactitude maximum
- selon norme EN-ISO 8655
- code couleur pour faciliter l'identification de chaque pipette
- entièrement autoclavable
- refoulement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse
- compatible avec les pointes des marques les plus couramment utilisées



Devis sur demande
Possibilité de personnalisation



référence	volume	exactitude	reproductibilité
ACJ005	5 µl	± 1,3 %	± 1,2 %
ACJ010	10 µl	± 0,8 %	± 0,8 %
ACJ020	20 µl	± 0,6 %	± 0,5 %
ACJ025	25 µl	± 0,5 %	± 0,3 %
ACJ050	50 µl	± 0,5 %	± 0,3 %
ACJ100	100 µl	± 0,5 %	± 0,3 %

Micropipettes MicroPette Plus®
volume fixe entièrement autoclavables

- ▶ entièrement autoclavable
- ▶ micropipettes monocal
- ▶ capacité de 5 à 5 000 µl

- calibration selon la norme ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003, ainsi qu'un marquage CE
- éjecteur de pointe de pipette à libération rapide

capacité	exactitude	précision	référence	Prix HT
5 µl	± 1,3 %	± 1,2 %	DG1211	
10 µl	± 0,8 %	± 0,8 %	DG1212	
20 µl	± 0,6 %	± 0,5 %	DG1213	
25 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	DG1214	
50 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	DG1215	
100 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	DG1216	
200 µl	± 0,4 %	± 0,2 %	DG1217	
250 µl	± 0,4 %	± 0,2 %	DG1218	
500 µl	± 0,3 %	± 0,2 %	DG1219	
1000 µl	± 0,3 %	± 0,2 %	DG1220	
2000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	DG1221	
5000 µl	± 0,3 %	± 0,15 %	DG1222	

accessoires

Portoir carrousel 6 places	①	ACS26
Portoir linéaire	②	ACS16

Micropipettes LMR® autoclavables
volume variable

- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ capacité de 0,1 à 10 000 µl

- conformes à la norme CE
- calibration selon la norme ISO 8655 (exigences relatives aux appareils volumétriques à piston)
- sélection du volume souhaité par rotation du bouton supérieur
- bouton d'éjection pour manipulation à une main
- affichage du volume



capacité	incrément	exact. (au volume min.)	précision	référence	Prix HT
micropipettes monocal à volume variable					
0,1 à 2,5 µl	0,05 µl	± 12 %	± 6 %	DG1200	
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 2,50 %	± 1,50 %	DG1201	
2 à 20 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1202	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 2 %	± 2 %	DG1203	
10 à 100 µl	1 µl	± 3 %	± 1,50 %	DG1204	
20 à 200 µl	1 µl	± 3 %	± 1 %	DG1205	
50 à 200 µl	1 µl	± 1 %	± 0,40 %	DG1206	
100 à 1000 µl	5 µl	± 2 %	± 0,70 %	DG1207	
200 à 1000 µl	5 µl	± 0,90 %	± 0,30 %	DG1208	
1000 à 5000 µl	50 µl	± 0,70 %	± 0,30 %	DG1209	
1000 à 10000 µl	100 µl	± 3,00 %	± 0,60 %	DG1210	
micropipettes 8 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	DG1223	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1224	
50 à 300 µl	5 µl	± 1,50 %	± 0,80 %	DG1225	
micropipettes 12 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	DG1226	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1227	
50 à 300 µl	5 µl	± 1,50 %	± 0,80 %	DG1228	
accessoires					
Portoir carrousel 6 places	①	ACS26			
Portoir linéaire	②	ACS16			