

PELLES EN POLYSTYRÈNE ET POLYPROPYLENE

Pelles carrées géantes polystyrène



- polystyrène blanc
- poignée à forme spéciale et bord avant légèrement relevé : l'échantillon ne coule pas, même si la pelle est posée horizontalement
- modèle stérile par rayons gamma en emballage individuel

capacité	longueur	Pelles standard	Pelles stériles
1 litre	332 mm	BU5370 les 10	BU5372 les 10
2 litres	381 mm	BU5371 les 10	BU5374 les 10

Pelle carrée 2 litres polystyrène



- polystyrène moulé
- nettoyage facile
- forme rectangulaire, coins arrondis

capacité	dim. hors poignée	long. poignée	référence	Prix HT
2 litres	140 x 230 x 90 mm	114 mm	F36758 les 6	

Pelle ronde 1 litre polypropylène



capacité	longueur	référence	Prix HT
1 litre	350 mm	PL1112	l'unité

Pelles mesures à fond plat polypropylène



capacité	longueur	référence	Prix HT
10 ml	100 mm	CT5470	
25 ml	135 mm	CT5471	
50 ml	160 mm	CT5472	
100 ml	200 mm	CT5473	
250 ml	263 mm	CT5474	
500 ml	314 mm	CT5475	
1000 ml	388 mm	CT5476	

- en polypropylène
- dessus plat pour égaliser les poudres
- base plate pour un maintien parfaitement horizontal
- bord de remplissage
- poignée plate
- volume métrique indiqué sur la poignée