

PIPETTES DE TRANSFERT EN PLASTIQUE

Pipettes paille 1 ml
stériles

PLASTIQUE
polyéthylène

▶ peuvent être utilisées
avec les pipettes
automatiques



- épaisseur 0,7 mm
- stérilisation par radiation, usage unique
- dimensions :
diamètre intérieur : 3,65 mm
hauteur : 190 mm

	référence	Prix HT
Pipettes paille stériles	L602 les 25	

Micropipettes de transfert
en polypropylène


PLASTIQUE
polyéthylène



- en polyéthylène inerte, transparent, de faible densité
- mesure du volume dans les kits de réactif, d'essais, etc.
- congelables en azote.
- mode d'emploi : appuyer légèrement sur le bulbe supérieur et remplir totalement la tige, le liquide excédent restera dans le bulbe inférieur

Capacité	longueur	référence	Prix HT
100 µl	83 mm	L525 les 500	

Pipettes de transfert



- en polyéthylène
- modèles stériles, en emballage individuel ou par 5

rep.	capacité bulbe	capacité totale	graduations min / max	long.	Ø tige	gouttes / ml	référence		Prix HT	référence		Prix HT	référence		Prix HT
							non stériles en vrac			stériles en emballage par 5			stériles en emballage individuel		
pipettes graduées															
A	1 ml	5 ml	0,25 ml	150 mm	Ø 5,0 mm	23 gouttes / ml	PP2260	les 3000		PP2261	les 2000		PP2262	les 1700	
B	3 ml	7 ml	0,50 ml	150 mm	Ø 7,8 mm	21 gouttes / ml	PP2270	les 3000		PP2271	les 2000		PP2272	les 1500	
pipettes capillaires															
C	3,5 ml	4 ml	-	150 mm	Ø 2,5 mm	28 gouttes / ml	PP2280	les 3000		PP2281	les 2000		PP2282	les 1800	
pipettes à tige longue															
D	3,5 ml	6 ml	-	230 mm	Ø 5,0 mm	28gouttes / ml	PP2290	les 2400		PP2291	les 1500		PP2292	les 1000	
pipettes à tige fine															
E	3,5 ml	5 ml	-	150 mm	Ø 4,5 mm	28 gouttes / ml	PP2300	les 500		PP2301	les 1000		PP2302	les 500	
pipettes à tige courte															
F	3,5 ml	4 ml	-	85 mm	Ø 5,0 mm	28 gouttes / ml	PP2310	les 3000		PP2311	les 700		PP2312	les 200	