

PIPETTES GRADUÉES CLASSE B

Pipettes graduées **classe B - type 1** zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel

Pipettes graduées à piston



- conformes à la norme ISO 835
- possibilité de commander un certificat de conformité

désignation	Prix HT
TK1460 Certificat de conformité	

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	TK1450	
1 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	TK1451	
2 ml	0,02 ml	± 0,02 ml	TK1452	
5 ml	0,05 ml	± 0,05 ml	TK1453	
10 ml	0,10 ml	± 0,10 ml	TK1454	
20 ml	0,10 ml	± 0,20 ml	TK1455	
25 ml	0,10 ml	± 0,20 ml	TK1456	

Pipettes graduées **classe B - types 1 2 3 4**



- conformes norme ISO 835
- pointes renforcées offrant une bonne résistance et garantissant des délais d'écoulement corrects
- graduations ambrées indélébiles résistant aux solutions de nettoyage agressives
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 sec.



Type 1

zéro en haut, volume nominal entre les traits



Type 2

zéro à la pointe, écoulement total



Type 3

zéro en haut, écoulement total



Type 4

zéro en haut, écoulement total avec la dernière goutte expulsée par soufflage, haut de la pipette prévu pour accepter un tampon coton

capacité	graduation	tolérance	distribution	Type 1		Type 2		Type 3		Type 4	
				référence	Prix HT						
1 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	2-11 sec.	PW3600	les 5	PW3800	les 5	PW3900	les 5	PW4000	les 5
2 ml	0,02 ml	± 0,02 ml	2-12 sec.	PW3601	les 5	PW3801	les 5	PW3901	les 5	PW4001	les 5
5 ml	0,05 ml	± 0,05 ml	5-14 sec.	PW3602	les 5	PW3802	les 5	PW3902	les 5	PW4002	les 5
10 ml	0,10 ml	± 0,10 ml	5-17 sec.	PW3603	les 5	PW3803	les 5	PW3903	les 5	PW4003	les 5
25 ml	0,10 ml	± 0,20 ml	5-15 sec.	PW3604	les 5	PW3804	les 5	PW3904	les 5	PW4004	les 5