


Kit d'aspiration  
complet  
BioDolphin

121°C/1 bar/20 min



AUTOCLAVABLE

- installation facile entre la poignée et les adaptateurs
- éjecteur ergonomique
- interrupteur de verrouillage facile
- bac à liquide intégré
- le kit complet, à l'exception du support de rangement, est fabriqué à partir de matériaux autoclavables, notamment du POM et de l'acier inoxydable 304
- le kit complet : poignée, adaptateur de pointe à 1 canal (50 mm), adaptateur de pointe à 1 canal (150 mm), adaptateur 1 canal (40 mm), adaptateur 1 canal (80 mm), adaptateur 8 canaux (40 mm), adaptateur de pointe à 1 canal avec éjecteur, adaptateur de pointe à 8 canaux avec éjecteur, étagère



BioDolphin

tuyau cannelé	Ø 6 mm
matériau du kit d'aspiration	POM, acier inoxydable 304
matériau du support	ABS
dimensions (lxpxh)	150 x 150 x 200 mm
poids	600 g
kit bleu clair	● PV1350
kit bleu foncé	● PV1351
kit vert	● PV1352
<b>accessoires</b>	
poignée	PV1360 ①
adaptateur de pointe à 1 canal (50 mm)	PV1361 ②
adaptateur de pointe à 1 canal (150 mm)	PV1362 ③
adaptateur acier inox 1 canal (40 mm)	PV1363 ④
adaptateur acier inox 1 canal (80 mm)	PV1364 ⑤
adaptateur acier inox 8 canaux (40 mm)	PV1365 ⑥
adaptateur de pointe à 1 canal avec éjecteur	PV1366 ⑦
adaptateur de pointe à 8 canaux avec éjecteur	PV1367 ⑧
étagère	PV1368 ⑨

